

EMS HASIZOM STIMULÁTOR



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A szoros hasi izmok nem jelentenek többé problémát az elfoglaltság mögött és az időhiány miatt. Napi mindössze 20 perc alatt, nagy erőfeszítés nélkül, a készülék lehetővé teszi, hogy hasi izmait közvetlenül a munkahelyen vagy a kanapén mozgassa. Az időhiány miatt nem lesz akadálya az izmos test képzéséhez.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és tárolja őket későbbi felhasználás céljából.

A CSOMAG TARTALMA

3x távirányító

1x egység a has területére

2x egység a többi testrész területére (elektroda)

1x használati utasítás

1x egy éves garancia

TEHNIKAI SZPECIFIKÁCIÓK

Feszültség	Alkális elem 1.5V AAx2EA
használati mód	A-F (6mode)
frekvencia	1~100 Hz
automatikus kikapcsolás	12 perc (instalációhoz képest)
kijárat	Max. 9.8 mA
nagyság	210x100x23 mm
súly	57.4 g

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI ÉS HATÁSAI

Alacsony frekvenciájú terápia

Az alacsony frekvencia egy speciális terápia, rendszeres ritmussal vagy megállással. A megfelelő erő és sebesség jótékony hatással van a testre. Az alacsony frekvencia enyhe hatású és masszázsként működik. Használj 2x 3x naponta 12 percig.

Ha az alacsony frekvenciát hosszabb ideig használja az ajánlottnál, akkor belefáradhat.

A készülék 6 operációs programot tartalmaz, a program 12 perc működés után automatikusan kikapcsol.

Mire használják az alacsony frekvenciájú terápiát?

- a vállak, derék és hát feszültségének tünetei
- izombénulás javítása
- masszázs hatás
- étrendjavítás

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Első alkalommal hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Vegye ki a felszerelést a dobozból.
2. Helyezze az elektródákat a test kívánt területére.
3. Válassza ki a használni kívánt programot.
4. Állítsa be a program intenzitását.
5. A program 12 percig tart.
6. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a fény kialszik

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Ha a távirányítót első alkalommal használja, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el a fedelet a távirányítóról
2. Helyezzen be szabályszerűen két AAA elemet.
3. Helyezze be a távirányítót a főegységbe.
4. Távolítsa el a védőfoliát.
5. Helyezze be a távirányítót a készülék egyéb részeinek beépítéséhez.
6. Helyezze az elektródákat a kezére.

Elem cserélés:

1. Távolítsa el a fedelet a készülékről.
2. Szabályszerűen helezze be az elemet és vigyázzon a + és -címkére.
3. Zárja le a fedelet.
4. Kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze, ha működik.

ON/INC: gomb be/kikapcsolásra intenzitás növelésére

OFF/DEC: gomb be/kikapcsolásra intenzitás csökkenésére

PROGRAM: átkapcsolás a programok között

1. Midnig mossa meg a test részét vízzel, mielőtt használja a stimulátort.
2. Távolítsa el a vinil pajzsot.
3. Az elektródákat helyezze a kívánt testrésze (kéz, váll stb.).

Üzem mód jelzőfények:

- Amikor megnyomja a gombot a bekapcsolásra az intenzitás növelésére, a lámpa erősebben világít.
- Amikor megnyomja a gombot a kikapcsolásra az intenzitás csökkenésére, a lámpa nem világít olyan intenzíven.
- Ugy mint a bekapcsolásra való és kikapcsolásra való gombnak 10 intenzitás fokozata van.
- **Az átkapcsolás gomb a programok között:** kiválaszthat 6 program között (A~F)

KARBANTARTÁS

1. A készüléket használat után kapcsolja ki.
2. Az elektródákat távolítsa el a készülékről.
3. Az elektródákra helyezze rá a védőfoliját a kiszáradástól való megelőzés okából.
4. A szennyeződést törölje le nedves kendővel és neutrális tisztítóval, azután törölje át száraz kendővel.
5. A készüléket ne tegye ki napsütésnek, magas hőmérsékleteknek, nedvességnek, vizes és poros helyekre ne helyezze, ne tegye ki tűzre, villany mellé stb.
6. Tartsa távol a gyerekektől.
7. A készülékhez ne érintkezzen nedves kézzel.
8. V kolikor naprave dlje časa ne boste uporabljali (več kot 1 mesec), odstranite baterijo iz naprave in hranite na drugem mestu.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat

- Tartsa biztonságosan az utasításokat
- Ne kapcsolja be a készüléket, mielőtt a bőrre nem helyezné
- Ne érintse meg a ragasztó részt, mivel ez jelentősen lerövidíti az elektródák élettartamát
- A program elején mindig a legalacsonyabb intenzitással kezdje
- Tilos a szívritmus-szabályozók, elektrokardiográfok, mesterséges szív, epilepszia, bőrbetegségek, magas vérnyomás, rák, nemrégiben műtét alatt lévőknek és terhes nőknek nem alkalmas a használata
- Ne használja vezetés közben
- Csak étkezés után 30 perccel használja, lehetőleg a tiszta és száraz bőrre való zuhanyozás után

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

