

Електростимулатор за стягане и оформяне на мускулите EMS Hips Trainer



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Само с няколко минути на ден, задните ви части ще добият перфектната форма. Резултатите ще са видими след две седмици употреба!

Прочетете внимателно листовката преди да използвате продукта и я съхранявайте за бъдеща употреба.

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА

1x Електростимулатор за стягане и оформяне на мускулите EMS

1x Хип пад

1x Ръководство за потребителя

2x батерията AAA

1x годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение	алкална батерия 1.5V AAAx2EA
метод на приложение	A-F (6mode)
Честота	1~100 Hz
автоматично изключване	12 минути
Изход	Max. 9.8 mA
Индикатор	4 LED светлини

Размер на дистанционното	77x60x22 mm
Размер на хип пад	250x199 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕЙСТВИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Нискочестотна терапия:

Ниската честота е специална терапия с редовен ритъм или спиране. Адекватната мощност и скорост имат благоприятен ефект върху тялото. Ниската честота има лек ефект и действа като масаж.

Устройството съдържа 6 операционни програми и програмата се изключва автоматично след 12 минути работа.

За какво се използва EMS (електромускулна стимулация)

1. мускулна укрепване
2. за целите на рехабилитацията
3. предотвратяване на контракция на мускулите
4. насърчаване на кръвообращението
5. мускулна релаксация
6. козметични цели

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Когато използвате дистанционното управление за първи път, изпълнете следните стъпки:

1. Отстранете капачката от дистанционното.
2. Поставете правилно две батерии AAA.
3. Поставете дистанционното върху хип пада.
4. Отлепете защитния филм.
5. Поставете устройството на хълбоците си
6. Натиснете бутона за включване.
7. Натиснете бутона за превключване между програмите и изберете желаната.
8. Натиснете бутона за включване, за да увеличите интензивността или бутона за изключване, за да намалите интензивността.
9. Отпуснете се и се наслаждавайте.

ON / INC: Бутон за включване и увеличаване на мощността/интензитета

OFF/DEC: Бутон за изключване и намаляване на мощността/интензитета

PROGRAM: Превключване между програми

Индикатори за режим на работа:

режим А: първоначален

режим В: междинен

Режим С: напреднали

режим D: професионалисти

Режим Е: мощ

Мода Е: издържливост

Когато натиснете **бутона за включване и увеличаване на мощността/интензитета** индикаторът светва по-интензивно.

- Когато натиснете **бутона за изключване и намаляване на мощността/интензитета**, светлината не светва толкова интензивно.
- И двата бутона имат **10 нива на интензивност**.
- **Бутон за превключване на програми:** Избор от 6 програми (A ~ F)

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно инструкциите преди употреба
- Пазете инструкциите на сигурно място
- Консултирайте се с **Вашия лекар или физиотерапевт** преди употреба
- EMS стимулаторът е направен за **възрастни в добро здраве**
- Препоръчва се да се използва **1x на ден**
- Изключва се автоматично **5 секунди след края** на употребата, ако електродите не са прикрепени към тялото
- **НЕ използвайте върху следните части на тялото:** гърди, рамене, очи, уста, интимни части, гръбначен стълб, части с наранявания / рани
- **Деца**, които не разбират инструкциите, **не трябва да използват продукта**, в противен случай могат да възникнат инциденти или проблеми с кожата / тялото
- Пазете литиевата батерия на място, **недостъпно за деца**
- Избягвайте удряне и блъскане на продукта, тъй като той може да бъде повреден. Използването на повреден продукт може да доведе до инциденти или наранявания на тялото
- **Електродите не трябва да влизат в контакт с желязо**, тъй като това може да причини токов удар
- Не използвайте с други електронни или козметични продукти, тъй като това може да причини дискомфорт или странични ефекти.
- Не поставяйте продукта в микровълнова фурна или близо до огън
- Не използвайте върху деца или животни
- Продуктът не е играчка за бебета или животни
- Не изливайте течност върху продукта
- Не използвайте продукта, докато тренирате или шофирате
- Не използвайте продукта в бани или стаи с високи температури

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС