

EMS STIMULATOR PENTRU MUȘCHII FESIERI



MANUAL DE UTILIZARE

Folosind stimulatorul doar câteva minute zilnic, fesele dvs. vor fi mai tonifiate. Rezultatele apar deja după două săptămâni de utilizare!

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție *instrucțiunile de utilizare* și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

SETUL CONȚINE

1x unitate de control

1x electrod

1x instrucțiuni de utilizare

1x garanție de un an

SPECIFICAȚII TEHNICE

tensiune	baterie alcalină 1.5V AAAx2EA
mod de utilizare	A-F (6 moduri)
frecvență	1~100 Hz
deconectare în mod automat	12 minute (în funcție de timpul setat)
ieșire	Max. 9.8 mA
indicator	4 led-uri
dimensiunile unității de control	77x60x22 mm
dimensiune electrod	250x199 mm

CARACTERISTICILE APARATULUI

Terapie cu frecvență joasă

Frecvența joasă este o terapie specială cu un ritm regulat sau cu întreruperi. Puterea și viteza corespunzătoare au un efect pozitiv asupra corpului. Frecvența joasă are un efect delicat, de masaj.

Dispozitivul dispune de 6 programe de funcționare, programul se oprește în mod automat după 12 minute de funcționare.

Când se utilizează EMS (stimularea electrică a mușchilor)?

- tonifierea mușchilor
- în scopuri de reabilitare
- preîntâmpinarea contracției musculare
- stimularea circulației sanguine
- relaxarea mușchilor
- în scopuri cosmetice pentru stimularea mușchilor

UTILIZAREA UNITĂȚII DE CONTROL

Respectați următorii pași la prima utilizare:

1. Scoateți capacul de pe unitatea de control.
2. Inșerați două baterii de tip AAA.
3. Fixați electrodul de unitatea de control.
4. Dezlipiți folia de protecție.
5. Lipiți electrozii pe coapse.
6. Apăsați butonul de pornire.
7. Apăsați butonul de schimbare a programelor și alegeți programul dorit.
8. Apăsați butonul de pornire pentru amplificarea intensității SAU butonul de oprire pentru reducerea intensității.

ON/INC: buton pentru pornire/amplificarea intensității

OFF/DEC: buton pentru oprire/reducerea intensității

PROGRAM: schimbarea programului

Indicatoare a modului de funcționare:

- **mode A:** începător
 - **mode B:** intermediar
 - **mode C:** avansat
 - **mode D:** pro
 - **mode E:** putere
 - **mode F:** rezistență
-
- Apăsând **butonul de pornire**/amplificare a intensității, **led-ul luminează mai puternic.**
 - Apăsând **butonul de oprire**/reducere a intensității, **led-ul luminează mai slab.**
 - Atât butonul de pornire, cât și butonul de oprire au câte **10 nivele de intensitate.**
 - **Butonul de schimbare a programelor:** 6 programe diferite (A~F)

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare
- păstrați instrucțiunile în siguranță
- înainte de utilizare cereți sfatul medicului sau a fizioterapeutului
- stimulatorul EMS pentru mușchii fesieri este conceput pentru adulții sănătoși
- se recomandă utilizarea o dată pe zi
- se deconectează în mod automat după 5 secunde de la încetarea utilizării, dacă electrozii nu sunt lipiți de corp
- NU folosiți pe următoarele părți ale corpului: piept, umeri, ochi, gură, zona intimă, coloana vertebrală, pe pielea iritată sau rănită
- nu se permite utilizarea aparatului de către copiii care nu înțeleg instrucțiunile de utilizare, în caz contrar utilizarea aparatului poate duce la traume sau probleme cu pielea/corpul
- nu lăsați bateria din litiu la îndemâna copiilor
- evitați lovirea produsului deoarece îl puteți deteriora; utilizarea produsului deteriorat poate duce la accidentare sau leziuni la nivelul corpului
- electrozii nu trebuie să vină în contact cu fierul deoarece ar putea provoca un șoc electric
- nu-l folosiți împreună cu alte produse electronice sau cosmetice deoarece poate provoca efecte nedorite
- nu băgați produsul în cuptorul cu microunde, feriți-l de foc
- este interzisă folosirea de către copii sau animale
- produsul nu este o jucărie pentru bebeluși sau animale
- nu turnați apă pe produs
- nu folosiți produsul în timp ce vă antrenați sau când conduceți automobilul
- nu folosiți produsul în camera de baie sau în încăperile cu temperaturi ridicate

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.