

## МАСАЖОР ЗА ВРАТ



### РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Масажорът за врат работи с помощта на електромагнитни вълни, които достигат дълбоко в мускулната тъкан. Чрез стимулиране на акупунктурните точки, той облекчава болката, стимулира циркулацията и е особено ефективен за облекчаване на симптомите на цервикална спондилоза (болка в шийния отдел на гръбначния стълб).

Използва се и срещу главоболие и виене на свят.

U-образният масажор се адаптира към врата, но може да се използва и за други части на тялото.

Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и ги запазете за бъдеща употреба.

### ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

1x Масажор за врат

1x USB кабел

2x електрода

1x годишна гаранция

### УПОТРЕБА

Можете да избирате от три различни режима на работа и сила, която е най-подходяща за вас.

Поставете електродите на гърба си, което допълнително ще стимулира циркулацията и ще отпусне мускулите на гърба.

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

Преди употреба заредете устройството с предоставения кабел минимум 2 часа. Използвайте адаптор на телефон или включете USB кабела в компютър. За да използвате устройството, превключете бутона ON / OFF, след което натиснете червения бутон ON, за да започнете терапията.

Последователно натиснете бутона MODE, за да изберете вид терапия, а след това HIGH бутона за увеличаване на интензивността и бутона LOW за намаляване.

Можете също да използвате приложените електроди, които включват във входа SOCKET на устройството. Поради естеството на терапията, позиционирането на електродите/устройството е много важно.

Устройството трябва да е в добър контакт с кожата. Ако имате проблеми, овлажнете кожата си с мокра кърпа.

Масажорът има две части. Частта върху врата действа акупунктурно (ако е прекалено силно за вас използвайте минималната интензивност). Частта за гърба (електродите) масажира физически - свива и разтяга мускулите.

## **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- материал: силикон + неръждаема стомана + магнити
- мощност: 3V 30mA
- батерия: вградена батерия
- импулсна честота: 0Hz ~ 1000Hz
- размер: 18x11.5cm
- тегло: 174гр
- цвят: бял

Устройството може да се използва само за 20 минути на ден!

Това не е медицински продукт! Ако имате някакви физически наранявания и/или здравословни проблеми, моля, консултирайте се с лекар преди употреба!

#### **Правилно изхвърляне на отпадъците**



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС