

MASÁŽNÍ STROJEK NA KRK



NÁVOD K POUŽITÍ

Masážní strojek masíruje pomocí výbojů které pronikají do hlubokých tkání. Stimulací akupunkturních bodů redukuje bolesti, zlepšuje krevní oběh, speciálně redukuje symptomy cervikální spondilózy (bolesti krční páteře).

Používá se i u bolestí hlavy a vertigu.

Masážní strojek ve tvaru písmene U se přizpůsobí krku, použití je možné i na jiných částech těla.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte *návod k použití*, a uchovejte jej pro další možnou potřebu.

OBSAH BALENÍ

1x Masážní strojek na krk

1x USB Kabel

2x elektroda

1x roční záruka

POUŽITÍ

Na výběr jsou vám k dispozici tři různé způsoby fungování a intenzita která vám nejvíc vyhovuje.

Příložené čidla se používají pro masáž a stimulaci zádových svalů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dobijte baterii výrobku pomocí přiloženého USB kabelu. Pro start zvolte tlačítko ON/OFF, potom začátek terapie stisknutím tlačítka ON.

Pro výběr režimu stlačte tlačítko MODE, pro zvýšení intenzity tlačítko HIGH, pro redukci zase LOW.

Použít můžete i přiložená čidla které zapojíte do otvoru SOCKET v zařízení. Velice důležitá je pozice čidel na zádech.

Zařízení musí být v těsném kontaktu s kůží. V případě, že máte potíže se suchou kůží a pod, navlhčete ji vlhkým ručníkem.

Masážní strojek má dvojitý účinek. Krční nástavec působí akupunkturně (v případě přílišné intenzity použijte nejnižší stupeň). Čidla určená na záda (polštářky) mají masážní účinek – krčení a roztahování svalů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- materiál: silikon + nerez + magnety
- výkon: 3V 30mA
- baterie: vgrajena baterija
- frekvence impulzů: 0Hz~1000Hz
- velikost: 18x11.5cm
- váha: 174g
- barva: bílá

Zařízení používejte pouze 20 minut denně!

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

