

MASAŽER ZA VRAT



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Masažer za vrat djeluje pomoću elektromagnetskog vala koji dopire duboko u mišićno tkivo. Stimulirajući akupunkturne točke ublažava bol, potiče cirkulaciju, a posebno je učinkovit u ublažavanju simptoma cervikalne spondiloze (bola u vratnoj kralježnici).

Također se koristi protiv glavobolje i vrtoglavice.

Masažer u obliku slova U prilagođava se vratu, a možete ga koristiti i na drugim dijelovima tijela.

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute za upotrebu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

PAKET SADRŽI

1x Masažer za vrat

1x USB Kabel

2x elektroda

1x godišnja garancija

UPOTREBA

Birati možete između tri različita načina rada i snage koja vam najviše odgovaraju. Odgovarajuće elektrode postavite na leđa, što će dodatno potaknuti cirkulaciju i opustiti mišić leđa.

UPUTE

Prije upotrebe napunite uređaj isporučenim kablom. Za upotrebu uređaja uključite/isključite ON/OFF, a zatim pritisnite crveni gumb ON da biste započeli s terapijom.

Za odabir različitih načina terapije pritisnite gumb MODE, za povećanje intenziteta HIGH, a za smanjenje LOW.

Također možete koristiti isporučene jastučice koje priključite na ulaz SOCKET na uređaju.

Zbog prirode terapije, mjesto jastučića/uređaja je vrlo važno.

Uređaj mora biti u dobrom dodiru s kožom. Ako imate problema, kožu navlažite vlažnim ručnikom.

Učinak masažera ima dvije funkcije. Dio na vratu djeluje kao akupunktura (ako ga je previše, treba koristiti minimalnu snagu). Dio za leđa (flaster) djeluje kao masaža – stišće i rasteže mišiće.

TEHNIČKI DETALJI

- materijal: silikon + nehrđajući čelik + magneti
- snaga: 3V 30mA
- baterija: ugrađena baterija
- frekvencija impulsa: 0Hz~1000Hz
- veličina: 18x11.5cm
- težina: 174g
- boja: bijela

Uređaj se može koristiti samo 20 minuta dnevno!

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.