

## APARAT DE MASAJ PENTRU GÂT



### MANUAL DE UTILIZARE

Aparatul de masaj pentru gât funcționează cu ajutorul undelor electromagnetice care pătrund adânc în țesutul muscular. Prin stimularea punctelor de acupunctură, ameliorează durerea, stimulează circulația sângelui și este deosebit de eficient pentru ameliorarea simptomelor spondilozei cervicale (durere la nivelul coloanei cervicale). De asemenea, este utilizat împotriva durerilor de cap și a amețelilor.

Masajul în formă de U se adaptează la gât și poate fi folosit și pentru alte părți ale corpului.

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și salvați-le pentru folosiri viitoare.

### PACHETUL CONȚINE

1x Aparat de masaj pentru gât

1x Cablu USB

2x electrozi

1x 1 an garanție

### UTILIZARE

Puteți alege între trei moduri diferite de funcționare și intensitatea pe care o doriți. Punând electrozii din dotare pe spate, stimulați și mai mult circulația și relaxați mușchii spatelui.

## INSTRUCȚIUNI

Încărcați dispozitivul cu cablul furnizat înainte de utilizare. Pentru a utiliza dispozitivul, porniți comutatorul ON / OFF, apoi apăsați butonul roșu ON pentru a începe terapia.

Apăsați butonul MODE pentru a selecta diferite terapii, butonul HIGH pentru a crește intensitatea și butonul LOW pentru a o scădea.

De asemenea, puteți utiliza plasturii furnizați pe care îi conectați la intrarea SOCKET de pe dispozitiv. Datorită naturii terapiei, locația plăcuțelor este foarte importantă.

Electrozii trebuie să adere perfect pe pielea dvs. Dacă întâmpinați dificultăți, umeziți pielea cu un prosop umed.

Aparatul de masaj are două funcții. Aparatul de masaj pentru gât în forma de U acționează pe principiul acupuncturii (dacă este prea intens, trebuie folosit la intensitate minimă). Plasturii pentru spate (electrozii) masează - contractă și întind mușchii.

## DETALII TEHNICE

- material: silicon + oțel inoxidabil + magneți
- putere: 3V 30mA
- bateria: baterie încorporată
- frecvența impulsurilor: 0Hz~1000Hz
- dimensiuni: 18x11.5cm
- greutate: 174g
- culoare: albă

Aparatul poate fi folosit zilnic timp de 20 de minute!

Nu este un produs medical, dacă aveți probleme de sănătate sau/și orice tip de vătămări fizice, cereți sfatul medicului!

### Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.