

# Масажна възглавница СНМ 8028

## Предпазни мерки за безопасност

Ако имате някое от следните нарушения или състояния, първо се консултирайте с Вашия лекар: бременност, злокачествен тумор, сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, венозна тромбоза, инфекции на меките тъкани (целулит), повърхностни съдове или различни нарушения на кръвосъсирването.

Не използвайте в мокра или мръсна среда.

Не използвайте в помещение с температура над 60°.

Не работете с мокри ръце.

Не работете във вода.

Не влачете кабела на контролера.

Не поставяйте тежки предмети върху контролера.

Не използвайте масажната подложка, ако захранващият кабел е повреден.

По време на масажа се уверете, че масажните глави са разположени от една и съща страна на масажираната част от тялото, за да се избегне ненужният дискомфорт.

Не спете, докато използвате масажора.

Не използвайте в нетрезво състояние.

Не масажирайте директно дланите на ръцете, лактите, коленете, гърдите или коремната област. Не превишавайте 30 минути употреба.

## Ръководство с инструкции

1. Включете се в електрически контакт или използвайте адаптер за захранване на автомобил, докато сте в превозното средство.
2. Натиснете бутона, за да започнете масажа. Натиснете отново, за да активирате опцията за инфрачервено загряване. Друго натискане я изключва.