

Poduszka masująca CHM 8028

Środki ostrożności

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z poniższych zaburzeń lub stanów, należy najpierw skonsultować się z lekarzem: ciąża, nowotwór złośliwy, niewydolność serca, niewydolność nerek, zakrzepica żylna, zakażenia tkanek miękkich (cellulitis), żylaki lub różne zaburzenia krwionośne.

Nie używać w mokrym lub brudnym środowisku.

Nie używać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 60°.

Nie używać z mokrymi rękami.

Nie używać w wodzie.

Nie ciągnij kabla sterowania.

Na poduszcze nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.

Nie należy używać nakładki masującej, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.

Podczas masażu należy zwrócić uwagę, aby główce masujące znajdowały się po równomiernie na masowanej części ciała, aby wyeliminować niepotrzebny dyskomfort.

Nie należy spać podczas korzystania z masażera.

Nie używać w stanie nietrzeźwym.

Nie należy bezpośrednio masować dłoni, łokci, kolan, klatki piersiowej lub okolic brzucha.

Nie przekraczać 30 minut stosowania.

Instrukcja obsługi

1. Podłącz do gniazdka elektrycznego lub użyj zasilacza samochodowego, gdy jesteś w samochodzie.
2. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć masaż. Ponowne naciśnięcie aktywuje opcję ogrzewania podczerwienią. Kolejne naciśnięcie wyłącza ją.