

# DEEPREACH MASSAGER



## BENUTZERHANDBUCH

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

## PAKET-INHALT

IM PAKET ENTHALTEN:

1x Deepreach Erdnuss-Massageball

1x Aufbewahrungsbeutel

1x USB-Kabel

1x Benutzerhandbuch

1x Jahresgarantie

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Farbe:** schwarz

**Gewicht:** 360 g

**Material:** ABS + Silikon

**Akku:** DC3.7V 2500 mAh






**Ladezeit:** 2-4 Stunden

**Betriebszeit:** bei der höchsten Geschwindigkeit – 90 Minuten, (5 Kreise) 10 Minuten pro Kreis

**Motor RPM:** 3.500 erste Geschwindigkeit, 3.800 zweite Geschwindigkeit und 4.200 dritte Geschwindigkeit

**Temperatur des funktionierenden Motors:** 65 °C

### GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- 1x drücken auf , um das Gerät und die Ladestandanzeige einzuschalten.
- 2x drücken auf , um die erste Vibrationsgeschwindigkeit einzuschalten.
- 3x drücken auf , um die zweite Vibrationsgeschwindigkeit einzuschalten.
- 4x drücken auf , um die dritte Vibrationsgeschwindigkeit einzuschalten.
- 5x drücken auf , um die erste Vibrationsgeschwindigkeit einzuschalten.

### LADLEANWEISUNGEN

Das Gerät kann durch irgendwelchen Adapter mit der Leistung von 3.7V bis 5.0V aufgeladen werden (mobiles Ladegerät, Powerbank, Laptop oder PC).

#### AUFLADUNG:

- Wenn blaue und rote Lichter blinken, muss das Gerät erneut aufgeladen werden.
- Während des Aufladens kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.
- Die Ladezeit beträgt von 2 bis 4 Stunden, abhängig von dem Rest des Akkus.
- Die Anzeigelichter sind blau, wenn das Gerät voll aufgeladen ist.
- Bitte kontaktieren Sie uns, wenn das Gerät nach langem Aufladen nicht eingeschaltet wird.

### REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Das Gerät schaltet sich automatisch nach 10 Minuten aus.
- Das Gerät kann man bei der dritten Vibrationsstufe nicht mehr als 60 Minuten verwenden. Der Motor muss vor weiterer Anwendung abgekühlt werden.
- Das Gerät bitte nicht auf den Boden werfen.
- Das Gerät beinhaltet IP65-Wasserstandard, deswegen muss man es richtig verwenden. Falls es nicht wasserbeständig ist oder fehlerhaft ist, bitte nicht verwenden.
- Das Gerät an einer trockenen und sauberen Stelle aufbewahren.
- Das Gerät bewahren Sie im beiliegenden Aufbewahrungsbeutel auf.

### **Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen**

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

