

MASSAGE GUN



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Масажният пистолет е алтернативно и бързо решение за масаж на възпалени и напрегнати мускули. Той предлага помощ при възпалени стави, сухожилия и подкрепа при възстановяване след операция или нараняване. Осигурява бързо отпускане и релакс. Помага при:

- намаляване на мускулното напрежение и болка
- подобряване на кръвообращението
- подобряване здравето на съединителната тъкан
- подобрява ефективността на тренировките

Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и ги запазете за бъдеща употреба.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

- 1x масажен уред
- 4x масажни приставки
- 1x зарядно устройство
- 1x ръководство за употреба
- 1x годишна гаранция



-
1. Бутон за включване / изключване
 2. LED индикатор за настройка на нивото на светлината (червен)
 3. LED индикатор за настройка на нивото на светлината честота (син)
 4. ръчно заменяне на батерия
 5. сменяема масажна глава (необходимо е да я издърпате, за да замените масажната глава),
 6. DC конектор за зареждане
 7. AC зарядно за стена

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

AC зарядно: 7.4-12V

Мощност (мощност на минута/фреквентност (Hz):

- степен 1 - 1800 rpm/30Hz
- степен 2 – 2400 rpm/40Hz
- степен 3 – 3200 rpm/53Hz

Тегло: 1,1 kg (1.4 kg вкл. с зарядните)

Масажни приставки: 4x


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



За да избегнете риск от токов удар, пожар или нараняване, следвайте тези инструкции:

- Продукт само за възрастни.
- Използва се само върху суха и чиста повърхност на кожата. Устройството не се използва през дрехи. Леко притиснете върху тялото и движете уреда бавно. Времето за действие на едно място е до 60 секунди.
- Устройството може да се използва само върху меки части на тялото, не използвайте върху главата или костите. При неправилна употреба може да се появи синина. Моля, винаги проверявайте частите на тялото, които сте масажирани с устройството.
- Прекъснете незабавно употребата в случай на болка или дискомфорт.
- Не излагайте пръстите, косата или други части на тялото си на задната част на вибриращата глава.
- Не поставяйте предмети пред вентилатора на устройството.
- Не потапяйте уреда във вода и не позволявайте на водата да влезе в уреда.
- Внимавайте да не оставите устройството да падне на земята.
- Зареждайте устройството само с 24VDC.
- Проверявайте устройството и батерията преди всяка употреба.
- Не поправяйте или не променяйте конструктивно устройството.
- Никога не използвайте и не зареждайте устройството без надзор.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Устройството се използва в следните области:

1. - За кожа и подкожна тъкан
 2. - За централната и симпатична нервна система
 3. - За мускулна болка, болка в сухожилията и ставите
 4. - За рехабилитация
 5. - За възстановяване след операция или нараняване
 6. - За релакс
-
1. Изключете устройството от мрежата преди употреба.
 2. Притиснете бутона .

3. Започнете да използвате, като притискате бутона  за да увеличите нивото на скоростта.
4. Не използвайте устройството непрекъснато повече от 1 час. Препоръчително е след 30 минути да изключете устройството да изчакате известно време и да го включете отново.
5. След употреба натиснете отново бутона , за да изключите.
6. Почиствайте и съхранявайте устройството според инструкциите.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Поддържайте устройството с редовно почистване. Устройството не е водоустойчиво, така че не го изплаквайте под вода. Избършете го с леко влажна кърпа и след това със суха. Съхранявайте го в получената опаковка.

ЗАРЕЖДАНЕ

Устройството трябва да се зарежда 3 часа преди първата употреба. **Захранване:** Поставете едната част на захранващия конектор във входа на батерията и поставете другата част в електрическия контакт.

По време на захранването светодиодът на устройството мига, за да покаже нивото на заредената батерия. Когато батерията е напълно заредена, светодиодите не мигат, а светят непрекъснато. Не препоръчваме да използвате устройството, когато светодиодът свети червено. Батерията издържа до два часа, в зависимост от скоростта и интензивността на използване на устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не потапяйте устройството във вода, пазете далеч от течности, не излагайте на високи температури. Уверете се, че в устройството не попада прах. Не отстранявайте винтове или други части от продукта. Не използвайте устройството непрекъснато повече от един час. Моля, изключете устройството след 30 минути употреба и след това го използвайте отново. Извадете захранващия кабел от батерията след зареждане и докато използвате устройството.

Устройството е предназначено само за възрастни. Не използвайте устройството в случай, че имате някакви контузии или смятате, че устройството е повредено. Консултирайте се с Вашия лекар преди употреба.

Това не е медицински продукт. Ако имате някакви физически наранявания и / или здравословни проблеми, моля, консултирайте се с лекар преди употреба!

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС