

MASÁŽNÍ PISTOLE



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MIOFASCIÁLNÍ FYZIOTERAPIE

Masážní pistole představuje účinnou pomoc při ztuhnutých a bolestivých svalech. Nabízí pomoc u bolestí svalů, ligamentů, vaziva apod. Používat ji můžete jako pomůcku po operaci. Nabízí vám rychlé uvolnění svalové hmoty. Pomůže vám také při:

- Redukci svalového napětí a bolestivých svalech
- Zlepšení krevního oběhu
- Zlepšení zdraví vašich vaziv a ligamentů
- Zvýšení efektivity při tréninku a fyzické aktivitě

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití který si uschovejte pro další možnou potřebu.

INFORMACE O VÝROBKU A OBSAH BALENÍ

BALENÍ OBSAHUJE:

1x masážní hlava

4x masážní nástavce

1x nabíječka

1x uživatelská příručka

1x roční záruka

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí

2. indikátor nastavení úrovně LED kontrolka (červená)

3. indikátor nastavení úrovně frekvence LED kontrolka (modrá)

4. ruční odjimatelná baterie

5. vyměnitelná masážní hlava (pro výměnu je potřeba hlavu z přístroje vytáhnout),

6. DC konektor pro dobíjení

7. AC konektor do zásuvky



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

AC adaptér: 7.4-12V

Výkon (výkon za minutu/frekvence (Hz):

- stupeň 1 - 1800 rpm/30Hz
- stupeň 2 – 2400 rpm/40Hz
- stupeň 3 – 3200 rpm/53Hz

Váha: 1,1 kg (1.4 kg s adaptérem)

Nástavce: 4x

POKYNY PRO BEZPEČNOST




V rámci vyhnutí se elektrickému šoku, požáru nebo zranění respektujte tyto pokyny:

- Pouze pro dospělé.
- Použití je povrchové na čisté a suché kůži. Pistoli nepoužívejte přes oblečení. Stiskněte a něžně pohybujte po kůži. Čas aplikace na jednom místě nesmí překročit 60 vteřin.
- Aparát nesmíte používat na tvrdých částech těla jako jsou hlava nebo kosti, ale pouze na měkkých místech vašeho těla. Po stlačení se můžou objevit modřiny. Po masáži vždy kontrolujte místa které jset masírovali.
- Pokud ucítíte jakýkoliv diskomfort nebo bolest, přestaňte s aplikací.
- Prsty, vlasy a další části těla nevystavujte zadní části masážního aparátu.
- Před ventilátor nepokládejte žádné bariéry.
- Aparát nesmí přijít do styku s vodou.
- Při použití buďte opatrní, aby vám aparát nevypadl z ruky.
- Aparát dobíjejte výlučně s 24VDC.
- Před použitím aparát vždy skontrolujte.
- Aparát sami neopravujte a neměňte.
- Aparát nikdy nepouštějte bez dozoru.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aparát se používá v níže uvedených oblastech:

- Kůže a podkožné tkanivo
- Centrální a sympa nervovou soustavu
- Bolesti vaziv a svalů
- Rehabilitace
- Regenerace po operacích a zraněních
- Relax

1. Před použitím aparát odpojte z napájení.
2. Stlače tlačítko .
3. Začněte použitím stisknutí tlačítka  pro zvýšení rychlosti.
4. Přístroj nepoužívejte bez přestávky déle než 1 hodinu. Po 30 minutách přístroj vypněte, počkejte a znovu zapněte.
5. Po skončení masáže stlače  tlačítko pro vypnutí aparátu.
6. Aparát očistěte a uschovejte podle návodu *Údržba a úschova*.

ÚDRŽBA A ÚSCHOVA

Aparát pravidelně čistěte. Zařízení není vodotěsné proto jej neomývejte vodou. Aparát otřete vlhkým hadříkem a pak ještě suchým. Aparát uschovejte v originální krabici.

NAPÁJENÍ

Před prvním použitím aparát dobíjejte 3 hodiny. Napájení: konektor zasuňte do otvoru v aparátě, pak zastrčte konektor do sítě.

Při dobíjení bliká na aparátě LED kontrolka která indikuje kapacitu dobití baterie. Led kontrolky zhasnou když je baterie plně dobítá. V případě svítící červené kontrolky použití přístroje nedoporučujeme. Průměrný čas funkce přístroje jsou 2 hodiny, v závislosti od délky a intenzity masáže

UPOZORNĚNÍ

Přístroj nevystavujte styku s vodou ani příliš horkým předmětům. Dávejte pozor, aby do přístroje nevnikl prach. Neodstraňujte skrutky, ani jiné části přístroje. Přístroj nepoužívejte bez přestávky více než jednu hodiny. Žádáme vás, aby jste přístroj po 30 minutách vypli a potom znovu zapli. Při použití odstraňte z přístroje dobíjecí kabel.

Přístroj je určený pouze plnoletým osobám. V případě zranění přístroj nepoužívejte. Před prvním použitím se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

