

MASĀŽAS PUNKS



MIOFASCIĀLĀS FIZIOTERAPIJAS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Masāžas pistole ir alternatīvs un ātrs risinājums, lai palīdzētu sāpēm un saspringumam muskuļi. Tas palīdz sāpīgu locītavu, cīpslu un veicina atveseļošanos pēc operācijas vai traumas. Tas nodrošina ātru atbrīvošanu. Tas arī palīdzēs jums:

- muskuļu sasprindzinājuma un sāpju mazināšana.
- uzlabot asinsriti
- saistaudu veselības uzlabošana
- palielina un uzlabo fizisko veikspēju

Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet pievienotos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai lietošanai.

*INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU UN
IEPAKOJUMA SATURS*

IEPAKOJUMĀ IR:

1x masāžas galva³

4x masāžas piederumi⁴

1x lādētājs⁶

1x lietotāja

rokasgrāmata 1x gada

garantija



1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

2. LED līmeņa indikators (sarkans)

3. LED frekvences līmeņa indikators
(zils)

4. rokas noņemamas baktērijas

5. nomaināma masāžas galviņa (lai nomainītu masāžas galviņu, tā ir jāizvelk),

6. Līdzstrāvas uzlādes savienotājs

7. Maiņstrāvas sienas lādētājs

*TEHNISKĀS
SPECIFIKĀCIJAS*

Maiņstrāvas lādētājs: 7,4-12 V

Jauda (jauda minūtē/frekvence (Hz):

- 1. līmenis - 1800 apgr./min/30 Hz
- 2. līmenis - 2400 apgr./min/40 Hz
- 3. posms - 3200 apgr./min/53 Hz

Svars: 1,1 kg (1,4 kg, ieskaitot lādētāju)

Adaptori: 4x

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS




Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai traumu riska, jāievēro turpmāk sniegtie norādījumi:

- Tikai slēpotājiem.
- To drīkst lietot tikai uz sausas un tīras ādas/ķermeņa virsmas. Nelietojiet ierīci virs apģērba. Piespiediet un maigi pārvelciet pa ādas virsmu. Spiediena laiks vienā vietā ir līdz 60 sekundēm.
- Ierīci drīkst lietot tikai uz mīkstajām ķermeņa daļām, nelietot uz galvas un kauliem. Pēc spiediena var rasties zilumi. Lūdzu, vienmēr pārbaudiet ķermeņa daļas, kuras esat masējis ar ierīci.
- Ja rodas sāpes vai diskomforts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Nepieskarieties vibrācijas galviņas aizmugurējai daļai ar pirkstiem, matiem vai citām ķermeņa daļām.
- Nenovietojiet ventilatora priekšā nekādus priekšmetus.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī un neļaujiet ūdenim iekļūt ierīcē.
- Uzmanieties un neļaujiet ierīcei nokrist uz grīdas.
- Ierīci uzlādējiet tikai ar 24 V līdzstrāvu.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet ierīci un akumulatoru.
- Neremontējiet vai nematicējiet ierīci.
- Nekad nelietojiet vai neuzlādējiet ierīci bez uzraudzības.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ierīce tiek izmantota, lai palīdzētu turpmāk uzskaitītajās jomās:

- Ādai un zemādas audiem
- Centrālajai un simpātiskajai nervu sistēmai
- Sāpēm muskuļos, cīpslās un locītavās
- Rehabilitācijai
- Atveseļošanai pēc operācijas vai traumas
- Atpūtai

1. Pirms lietošanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
2. Nospiediet  pogu .
3. Lai palielinātu ātruma līmeni, sāciet tērēt ar papildu  poguklikšķiem.
4. Nelietojiet ierīci nepārtraukti ilgāk par 1 stundu. Pēc 30 minūtēm ierīci izslēdziet, pagaidiet un atkal ieslēdziet.
5. Pēc ierīces lietošanas beigām vēlreiz  nospiediet pogulai to izslēgtu.
6. Notīriet un uzglabājiet ierīci, kā norādīts sadaļā *Apkopve un uzglabāšana*.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

Veiciet ierīces apkopi, regulāri to tīrot. Ierīce nav ūdensnecaurlaidīga, tāpēc nemazgājiet to zem ūdens. Noslaukiet to ar nedaudz mitru drānu un pēc tam ar sausu drānu. Uzglabājiet to saņemtajā kartona iepakojumā.

REKLĀMA

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jānostiprina 3 stundas. Barošanas avots: vienu strāvas savienotāja daļu ievietojiet akumulatora strāvas ievadei, bet otru daļu - strāvas kontaktligzdai.

Uzlādes laikā ierīces LED indikators mirgo, norādot akumulatora uzlādes līmeni. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, LED gaismas diodes vairs nemirgo un deg pilnībā. Ierīci nav ieteicams lietot, ja iedegas sarkanais indikators. Vidējais uzlādes laiks ir divas stundas atkarībā no ierīces lietošanas ātruma un spiediena.

BRĪDINĀJUMI

Neiegremdējiet ierīci ūdenī un nepakļaujiet to šķidrums vai karstuma iedarbībai. Pārliecinieties, ka ierīcē neiekļūst putekļi. Neizgrieziet skrūves vai dabas daļas. Nelietojiet ierīci nepārtraukti ilgāk par vienu stundu. Pēc 30 minūtēm ierīci izslēdziet un pēc tam izmantojiet to atkal. Pēc uzlādes un ierīces lietošanas laikā atvienojiet barošanas vadu no akumulatora.

Ierīce ir paredzēta tikai pieaugušajiem. Traumas gadījumā ierīci nelietojiet. Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Šī nav medicīniska ierīce, ja jums ir fiziskas traumas un/vai veselības problēmas, lūdzam pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu!

Pareiza atkritumu iznīcināšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šāds izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem visā ES. Ja rūpēsieties par pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs izvairīsieties no iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību, ko citādi radītu nepareiza rīcība ar šo izstrādājumu. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Sīkāku informāciju par to, kā pārstrādāt šo izstrādājumu, lūdzam saņemt attiecīgajās iestādēs, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas centrā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.