

MASÁŽNÍ STROJEK NA CELULITIDU



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inovativní a efektivní tělový masér, který eliminuje celulitidu, urychluje oběh, vylučuje přebytečnou tekutinu a uvolňuje toxiny. Vaše pokožka bude po několika dnech používání hladší a plnější a tukové usazeniny postupně zmizí.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ

- 1 × masážní strojek
- 1 × AC adaptér
- 2 × nástavec
- 1 × roční záruka
- 1 × návod k použití

SPECIFIKACE

Model: MA-020

Výkon: 4.5-9w2

Input: 110-240v/50/60Hz

Output: DC 12V 1000mA

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Hlavu nástavce připevněte na strojek .
2. Zasuňte AC adaptér do AC rozdvojky a pak do zásuvky. Buďte pozrní jestli je strojek vypnutý (OFF)!
3. Na hlavě strojku se nachází pás pod který vsunete ruku.
4. Nyní můžete strojek zapnout z polohy OFF na LOW a postupně jej můžete nastavit z LOW na HIGH.
5. Jednotlivé části těla můžete masírovat po dobu maximálně 5 minut, pro masáž celého těla budete potřebovat 30 minut.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI TĚLA

Hýždě, zadek a nohy masírujte krouživými pohyby. Pro větší Účinek můžete použít tělový olej nebo jiné přípravky pro péči o pokožku. Můžete jej používat i pro uvolnění svalů a jejich relax.

Každou část těla masírujte 5 minut. Počas masáže se vyhýbejte částem na tváři, oblasti srdce a kloubů.

MASÁŽ OBLIČEJE

Pro masáž obličeje použijte nástavec s kuličkami. Svalové části tváře masírujte pomalu, krouživými pohyby.

MASÁŽ BŘICHA (PASU)

U masáže břicha je nejlepší pozice v leže se skrčenými koleny, napnete břicho a začnete masírovat větší intenzitou než v případě obličeje.

MASÁŽ NOHOU

U masáže nohou si sedněte. Masáž začněte u kotníků a pomalu se přesouvejte směrem k vnitřní straně stehen. se usedíte ter přičnité z masažo při gležnju in pojdite vse do notranje strani stegen. Potom zrovnejte nohy a masírujte se kolem kolen. Na konci zmasírujte i vnější strany stehen.

MASÁŽ ZADEČKU

Masírujte z vnější strany ve směru k vnitřní části hýždí. Každou stranu masírujte alespoň 3 minuty.

VÝHODY

Hlubková masáž povzbudí krevní oběh, odstraní toxiny a zredukuje přítomnost tekutiny v místech kde se vytváří celulitida. Obnoví a osvěží vaši pokožku.

UPOZORNĚNÍ!

- Výrobek nevystavujte ohni ani vodě.
- Výrobek není vodotěsný!
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě, že na výrobku zpozorujete závadu, nepoužívejte ho.
- Výrobek uschovávejte v originálním balení mimo dosahu dětí.
- S výrobkem netřeste! Tímto se vyhnete možným zraněním.
- Nástavec neotáčejte rukou když se nachází na hlavě přístroje.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

