

ANTI CELLULITE MASSAGER



BENUTZERHANDBUCH

Das innovative und wirksame Massagegerät beseitigt Cellulite, stimuliert Haut, scheidet überschüssige Flüssigkeit aus und setzt Toxine frei. Schon nach einigen Tagen sieht Ihre Haut glatter und voller aus, die Fettablagerungen verschwinden aber allmählich.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

- 1 × Massagegerät
- 1 × AC-Adapter
- 2 × Aufsatz
- 1 × Jahresgarantie
- 1 × Gebrauchsanweisungen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Model: MA-020

Arbeitsleistung: 4.5-9w2

Eingang: 110-240v/50/60Hz

Ausgang: DC 12V 1000mA

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Verbinden Sie den Massagekopf mit einem der Aufsätze.
2. Stecken Sie den AC-Adapter in die Steckdose ein. Achten Sie darauf, dass das Massagegerät ausgeschaltet ist (OFF)!
3. Auf dem Massagegerät befindet sich ein Gurt, wo Sie Ihre Hand einstecken können.
4. Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie von OFF nach LOW. Sobald sich der Körper daran gewöhnt, können Sie von LOW nach HIGH wechseln.
5. Jeden Körperteil können Sie bloß fünf Minuten massieren, für die Ganzkörpermassage brauchen Sie 30 Minuten.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DIE MASSAGE EINZELNER KÖRPERTEILE

Massieren Sie den Hintern, die Oberschenkel oder andere Körperteile in Kreisbewegungen. Das Massagegerät können Sie mit einem Schlankheitsöl oder anderen Pflegeprodukten verwenden, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Das Gerät können Sie ebenso zur Entspannungsmassage oder Muskelerwärmung verwenden.

Jeden Körperteil massieren Sie fünf Minuten. Das Massagegerät ist nicht für einige Gesichtsteile, Knochen und das Herz gedacht.

GESICHT

Für die Massage des Gesichts verwenden Sie den Rollenkugelkopf. Massieren Sie sanft die Muskeln des Gesichts in Kreisbewegungen.

UNTERLEIB

Bei der Massage des Unterleibs empfiehlt sich, sich hinzulegen, die Knie zu beugen, den Rücken zu strecken, den Atem anzuhalten und mit größerer Kraft zu massieren im Vergleich zur Gesichtsmassage.

FÜSSE

Für die Fußmassage setzen Sie sich hin und beginnen Sie mit der Massage an den Knöcheln und gehen Sie bis zu der Innenseite der Oberschenkel. Strecken Sie danach Ihr Bein und massieren Sie den Kniebereich. Am Ende massieren Sie noch die Außenseite der Oberschenkel.

HINTERN

Beginnen Sie von der Außenseite des Oberschenkels und gehen Sie bis zur Innenseite des Hinterns. Massieren Sie jede Seite mindestens drei Minuten lang.

VORTEILE

Tiefenmassage erhöht Durchblutung, beseitigt Toxine und verkleinert überschüssige Flüssigkeit an den von der Cellulite betroffenen Stellen. Zugleich wird das Aussehen Ihrer Haut getont, erneuert und gestärkt.

ACHTUNG!

- Das Gerät nicht Wasser oder Feuer aussetzen.
- Das Gerät ist nicht wasserbeständig.
- Das Gerät weg von Kindern halten.
- Sollten Fehler auf dem Gerät auftreten, verwenden Sie es nicht.
- Das Gerät bewahren Sie in der beiliegenden Box an einer sicheren Stelle und weg von Kindern auf.
- Das Gerät nicht schütteln! Somit vermeiden Sie evtl. Beschädigungen.
- Wenn der Aufsatz auf dem Kopf des Massagegeräts befestigt ist, drehen Sie diesen nicht mit der Hand.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

