

# ANTI CELLULITE MASSAGER



## KORISNIČKI PRIRUČNIK

Inovativan i učinkovit masažer za tijelo koji uklanja celulit, ubrzava cirkulaciju, uklanja višak tekućine i oslobađa toksine. Vaša koža će već nakon samo nekoliko dana korištenja biti glađa i punija, a masne naslage postupno će nestajati.

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu i spremite ih za buduću upotrebu.

## PAKET SADRŽI

- 1 × masažer
- 1 × AC adapter
- 2 × nastavak
- 1 × godišnju garanciju
- 1 × upute za upotrebu

## SPECIFIKACIJE

**Model:** MA-020

**Snaga:** 4.5-9w2

**Input:** 110-240v/50/60Hz

**Output:** DC 12V 1000mA

## UPUTE ZA UPOTREBU

1. Povežite glavu masažera jednim nastavkom.
2. Umetnite AC adapter u AC sučelje a zatim u električnu utičnicu. Obratite pažnju da je masažer isključen (OFF)!
3. Na glavi masažera nalazi se remen u koji umetnete ruku.
4. Sada možete uključiti masažer i prebaciti se s OFF (isključeno) na LOW (nisko), s nakon što se tijelo navikne možete prebaciti s LOW (nisko) na HIGH (visoko).
5. Svaki dio tijela možete masirati samo 5 minuta, a za masažu cijelog tijela će vam trebati 30 minuta.

## UPUTE ZA UPOTREBU MASAŽERA PO DIJELOVIMA TIJELA

Kružnim pokretima možete izmasirati stražnjicu, bedra ili druge dijelove tijela. Za još veću učinkovitost možete koristiti ulje za mršavljenje ili druge proizvode za njegu kože. Također ga možete koristiti za opuštajuću masažu ili zagrijavanje mišića.

Masirajte svaki dio tijela 5 minuta. Tijekom masaže izbjegavajte određene dijelove lica, srca i kostiju.

### MASAŽA LICA

Za masažu lica upotrijebite nastavak s kuglicama. Kružnim pokretima nježno masirajte mišićna područja lica.

### MASAŽA ABDOMENA (TRBUHA)

Kada masirate predio abdomena, najbolje je da legnete, savijete koljena, ispravite trbuh i zadržite dah te masirate jačom snagom nego na licu.

### MASAŽA NOGU

Za masažu nogu sjednite i započnite s masažom gležnja i prijeđite sve do unutarnje strane bedara. Zatim ispravite nogu i izmasirajte područje koljena. Na kraju izmasirajte još i vanjski dio bedara.

## MASAŽA STRAŽNJICE

Masirajte s vanjske strane bedra prema unutarnjoj strani stražnjice. Svaku stranu masirajte barem 3 minute.

### PREDNOSTI

Dubinska masaža povećava protok krvi, uklanja toksine i smanjuje višak tekućine u područjima sklonima celulitu, a istovremeno lijepo tonizira, obnavlja i jača vašu kožu.

### UPOZORENJE!

- Ne izlažite proizvod vodi ili vatri.
- Proizvod nije vodootporan!
- Ne izlažite proizvod djeci.
- Ako na proizvodu primijetite bilo kakve nedostatke, nemojte ga koristiti.
- Proizvod čuvajte u priloženoj kutiji na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
- Nemojte tresti proizvod! Time ćete izbjeći moguće ozljede.
- Kad je nastavak pričvršćen na glavu masažera, nemojte ga okretati ručno.

### Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.