

# ANTI-CELLULIT MASSZÍROZÓ



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az innovatív és hatékony masszírozókészülék eltünteti a cellulitist, stimulálja a bőrt, megszabadít a felesleges folyadéktól és toxinokat szabadít fel. Néhány nap múlva a bőr simábbá és teltebbé válik, a zsírlerek pedig fokozatosan eltűnnek.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és őrizze meg későbbi szükség esetén.

## A CSOMAG TARTALMA:

- 1 × masszázsgép
- 1 × hálózati adapter
- 2 × rögzítő
- 1 × éves garancia
- 1 × használati utasítás

## MŰSZAKI ADATOK

**Modell:** MA-020

**Teljesítmény:** 4,5-9w2

**Bemenet:** 110-240v / 50 / 60Hz

**Kimenet:** DC 12V 1000mA

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Csatlakoztassa a masszázsféjet az egyik csatlakozóhoz.
2. Dugja a hálózati adaptert a konnektorba. Győződjön meg arról, hogy a masszírozó ki van kapcsolva (OFF)!
3. A masszírozón van egy fül, ahová beteheti a kezét.
4. Kapcsolja be a készüléket, majd kapcsolja OFF állásból LOW állásba. Miután a masszírozott terület hozzászokott, átválthat a LOW-ról HIGH-ra.
5. Öt percre masszírozhatja csak az egyes testrészeit, a teljes testmasszázsához pedig 30 percre van szüksége.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EGYES TESTRÉSZEKHEZ

Körkörös mozdulatokkal masszírozza meg a fenékét, a combját vagy más testrészeit. A hatékonyság növelése érdekében használhatja a masszírozót karcsúsító olajjal vagy egyéb ápolószerekkel. A készüléket pihentető masszázshoz vagy az izmok felmelegítéséhez is használhatja.

Masszírozza minden testrészét öt percre. A masszázskészülék az arc, a csontok és a szív masszírozására nem alkalmas.

### ARC

Használja a görgőgömböt az arc masszázshoz. Finoman masszírozza körbe az arc izmait.

### HAS

A has masszírozásakor tanácsos lefeküdni, térdeit behajlítani, kiegyenesítenie a hátát, tartania a lélegzetét, és az arcmasszáznál nagyobb erővel masszírozni.

### LÁBAK

A lábmasszázsához üljön le, kezdje el a masszázst a bokájánál, és dolgozza fel magát a belső combig. Ezt követően nyújtsa ki a lábát és masszírozza meg a térdét. Végül masszírozza meg a combok külső részét.

## FENÉK

Kezdje a comb külső részénél, és haladjon felfelé a fenékén. Masszírozza mindkét oldalt legalább három percig..

## ELŐNYÖK

A mélyszöveti masszázs növeli a vérkeringést, eltávolítja a méreganyagokat és csökkenti a felesleges folyadék mennyiségét a cellulitisz által érintett területeken. Ezáltal bőrének kinézete megújul és megerősödik.

## FIGYELEM!

- Ne tegye ki a készüléket víznek vagy tűznek.
- A készülék nem vízálló.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Ha a készülék meghibásodik, ne használja.
- Tartsa a készüléket a zárt dobozban, biztonságos helyen, gyermekektől távol.
- Ne rázza meg a készüléket! Ily módon elkerülhetőek a lehetséges meghibásodások.
- Ha a kiegészítők a masszírozó fejéhez vannak rögzítve, azokat ne forgassa el kézzel.

Ez nem orvosi eszköz, ha bármilyen fizikai sérülése és / vagy egészségügyi problémája van, kérjük, használat előtt konzultáljon orvosával!

Alkalmas gyerekeknek 10 éves kortól.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtő rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

