

ANTI CELLULITE MASSAGER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Innowacyjny i skuteczny masażer do ciała, który eliminuje cellulit, nadmiar płynów, przyspiesza krążenie i uwalnia toksyny. Już po kilku dniach stosowania Twoja skóra będzie gładka i pełniejsza, a cellulit będzie stopniowo zanikać.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

PAKIET ZAWIERA

- 1 × masażer
- 1 × AC adapter
- 2 × nasadki
- 1 × roczna gwarancja
- 1 × instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

Model: MA-020

Moc: 4.5-9w2

Moc wejściowa: 110-240v/50/60Hz

Moc wyjściowa: DC 12V 1000mA

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Podłącz głowicę masażera z wybrana nasadką.
2. Włóż zasilacz z adapterem AC do urządzenia, poczym podłącz go do prądu. Upewnij się, że masażer jest WYŁĄCZONY (OFF)!
3. Na głowicy masażera znajduje się pasek, w który wkłada się dłoń.
4. Możesz teraz włączyć masażer i przejść z OFF na LOW, a gdy ciało przyzwyczai się do tej prędkości, możesz przestwić poziom LOW na HIGH.
5. Możesz masować każdą część ciała tylko przez 5 minut, na masaż całego ciała będziesz potrzebować ok. 30 minut.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASAŻERA WEDŁUG CZĘŚCI CIAŁA

Możesz masować pośladki, uda lub inne części ciała okrężnymi ruchami. Możesz użyć olejku odchudzającego lub innych produktów do pielęgnacji skóry, aby uzyskać jeszcze większą skuteczność. Masażera możesz również użyć do odprężającego masażu lub rozgrzania mięśni.

Masuj każdą część ciała przez 5 minut. Podczas masażu unikaj niektórych części twarzy, serca i kości.

MASAŻ TWARZY

Masuj twarz za pomocą nasadki kulkowej. Delikatnie masuj muskularne części twarzy okrężnymi ruchami.

MASAŻ BRZUCHA (PASU)

Podczas masażu brzucha najlepiej położyć się, ugiąć kolana, wyprostować brzuch i wstrzymać oddech. Masować z większą siłą niż przy masażu twarzy.

MASAŻ NÓG

Aby wykonać masaż nóg, usiądź i zacznij od masażu przy kostkach i przejdź do wewnętrznej strony ud. Następnie wyprostuj nogę i wmasuj część pod kolanem. Na koniec masuj zewnętrzną część ud.

MASAŻ POŚLADKÓW

Masuj od zewnętrznej strony uda do wewnętrznej strony pośladków. Masuj każdą stronę przez co najmniej 3 minuty.

ZALETY

Masaż głęboki poprawia ukrwienie, usuwa toksyny i redukuje nadmiar płynów w miejscach skłonnych do cellulitu, jednocześnie ładnie tonizując, regenerując i wzmacniając skórę.

OSTRZEŻENIE!

- Nie wystawiać produktu na działanie wody lub ognia.
- Produkt nie jest wodoodporny!
- Nie wystawiać produktu dla dzieci.
- Jeśli zauważysz jakkolwiek wadę produktu, nie używaj go.
- Przechowuj produkt w przewidzianym do tego pudełku w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Nie wstrząsaj produktem! Pozwala to uniknąć obrażeń, które mogą wystąpić.
- Gdy nasadka jest przymocowana do głowicy masażera, nie obracaj nasadki ręką.

Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



WE. Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy