

ANTI CELLULITE MASSAGER



MANUAL DE UTILIZARE

Aparatul de masaj pentru corp este inovativ și eficient, reduce celulita, accelerează circulația, elimină surplusul de lichide și de toxine. Pielea dvs. va fi doar în câteva zile de utilizare mai netedă și mai plină, depunerile de grăsime vor dispărea treptat.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție *instrucțiunile de utilizare* atașate și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.

PACHETUL CONȚINE

- 1 × aparat de masaj
- 1 × adaptor AC
- 2 × capete de masaj
- 1 × un an garanție
- 1 × instrucțiuni de utilizare

SPECIFICAȚII

Model: MA-020

Putere: 4.5-9w2

Input: 110-240v/50/60Hz

Output: DC 12V 1000mA

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Fixați unul dintre capete pe aparat.
2. Introduceți adaptorul AC în interfața AC și apoi în priză. Asigurați-vă că aparatul este deconectat (OFF)!
3. Aparatul are un mâner flexibil pentru a putea fi manevrat ușor.
4. Acum puteți să porniți aparatul de masaj și să comutați de la OFF la LOW iar după ce corpul se va obișnui, comutați de la LOW la HIGH.
5. Masați fiecare zonă a corpului doar timp de 5 minute, astfel veți masa întregul corp în 30 de minute.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A APARATULUI DE MASAJ ÎN FUNCȚIE DE ZONA ÎN CARE ESTE UTILIZAT

Prin mișcări rotative puteți să masați fesele, coapsele sau alte zone ale corpului. Pentru rezultate mai frumoase, utilizați un ulei pentru slăbit sau alte produse pentru îngrijirea pielii. Îl puteți folosi și pentru un masaj de relaxare sau pentru încălzirea mușchilor.

Masați fiecare zonă a corpului câte 5 minute. În timp ce masați, evitați unele zone ale feței, zona inimii sau oasele.

MASAJUL FEȚEI

Pentru masarea obrazului folosiți capătul cu sfere. Masați ușor mușchii feței prin mișcări rotative.

MASAJUL ABDOMENULUI (ZONA TALIEI)

Când masați zona abdomenului vă recomandăm să vă culcați, să îndoiiți genunchii, să strângeți burta, să rețineți respirația și să masați cu o putere mai mare decât pe față.

MASAJUL PICIOARELOR

Pentru masarea picioarelor așezați-vă și începeți să masați zona gleznelor și continuați spre partea interioară a coapsei. Îndreptați piciorul și masați zona genunchiului, apoi partea exterioară a coapsei.

MASAJUL FESELOR

Masați începând cu partea exterioară a coapsei spre partea interioară a feselor. Masați fiecare zonă timp de cel puțin 3 minute.

AVANTAJE

Masajul profund sporește fluxul sângelui, elimină toxinele și reduce lichidul în exces din zonele care sunt predispuse la celulită, în același timp tonifică frumos, regenerează și face pielea mai fermă.

AVERTIZARE!

- Nu expuneți produsul la apă sau la foc.
- Produsul nu este impermeabil!
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Dacă observați că produsul are vreun defect, nu-l folosiți.
- Păstrați produsul în cutia atașată într-un loc sigur și inaccessibil copiilor.
- Nu scuturați produsul pentru a evita deteriorarea.
- Când capătul de masaj este fixat pe aparat, nu-l rotiți cu mâna.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor contribuie la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.