

# ANTI CELLULITE MASSAGER



## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Inovativen in učinkovit masažer za telo, ki odpravlja celulit, pospešuje cirkulacijo, izloča odvečno tekočino in sprosti toksine. Vaša koža bo že po nekaj dneh uporabe bolj gladka in polna, maščobne obloge pa bodo postopoma izginjale.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

## PAKET VSEBUJE

- 1 × masažer
- 1 × AC adapter
- 2 × nastavek
- 1 × letna garancija
- 1 × navodila za uporabo

## SPECIFIKACIJE

**Model:** MA-020

**Moč:** 4.5-9w2

**Input:** 110-240v/50/60Hz

**Output:** DC 12V 1000mA

## NAVODILA ZA UPORABO

1. Povežite glavo masažerja z enim nastavkom.
2. Vstavite AC adapter v AC vmesnik in nato v vtičnico. Bodite pozorni, da je masažer izklopljen (OFF)!
3. Na glavi masažerja se nahaja pas kamor vstavite roko.
4. Zdaj lahko vklopite masažer in prestavite iz OFF na LOW in ko se telo privadi lahko nastavite iz LOW na HIGH.
5. Vsak del telesa lahko masirate le 5 minut, za masažo celega telesa boste potrebovali 30 minut.

## NAVODILA ZA UPORABO MASAŽERJA PO DELIH TELESA

S krožnimi gibi lahko masirate zadnjico, stegna ali druge dele telesa. Za še večjo učinkovitost lahko uporabljate olje za hujšanje ali druge izdelke za nego kože. Uporabljate ga lahko tudi za sproščujočo masažo ali ogrevanje mišic.

Vsak del telesa masirajte 5 minut. Med masiranjem se izogibajte nekaterim delom obraza, srcu in kostem.

### MASAŽA OBRAŽA

Za masažo obraza uporabite nastavek s kroglicami. Rahlo masirajte mišične predele obraza v krožnih gibih.

### MASAŽA ABDOMNA (PASU)

Ko masirate predel abdomna je najbolje, da se uležete, pokrčite kolena, zravnete trebuh in zadržite dih ter masirate z močnejšo silo kot na obrazu.

### MASAŽA NOG

Za masažo nog se usedite ter pričnite z masažo pri gležnju in pojdite vse do notranje strani stegen. Nato zravajte nogo in zmasirajte v kolenskem predelu. Na koncu zmasirajte še zunanji del stegen.

## MASAŽA ZADNJICE

Masirajte iz zunanje strani stegnja proti notranjemu delu zadnjice. Vsako stran masirajte vsaj 3 minute.

### PREDNOSTI

Globinska masaža poveča pretok krvi, odstrani toksine in zmanjša odvečno tekočino na območjih, ki so nagnjeni k celulitu, hkrati pa lepo tonira, obnavlja in krepi vašo kožo.

### OPOZORILO!

- Izdelka ne izpostavljajte vodi ali ognju.
- Izdelek ni vodoodporen!
- Izdelka ne izpostavljajte otrokom.
- Če na izdelku opazite napake, ga ne uporabljajte.
- Izdelek shranjujte v priloženi škatli na varnem mestu stran od dosega otrok.
- Izdelka ne stresajte! S tem se izognete poškodbam, ki bi se lahko zgodile.
- Ko je nastavek pričvrščen na glavo masažerja, nastavka ne vrtite z roko.

#### Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.