

MASÁŽNY STROJČEK NA CELULITÍDU



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Inovatívny a efektívny telový masér, ktorý redukuje celulitídu, urýchľuje obeh, vylučuje nadbytočnú tekutinu a uvoľňuje toxíny. Vaša pokožka bude po niekoľkých dňoch používania hladšia a napnutejšia a tukové usadeniny postupne zmiznú.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a uložte ho pre budúce použitie.

OBSAH BALENIA

- 1 × masáže strojček
- 1 × AC adaptér
- 2 × nástavec
- 1 × ročná záruka
- 1 × návod na použitie

ŠPECIFIKÁCIE

Model: MA-020

Výkon: 4.5-9w2

Input: 110-240v/50/60Hz

Output: DC 12V 1000mA

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Hlavu nástavca pripevnite na strojček .
2. Zasuňte AC adaptér do AC rozdvojky a potom do zásuvky. Buďte pozorní či je strojček vypnutý (OFF)!
3. Na hlave strojčeka se nachádza úchytný pás pod ktorý vsuniete ruku.
4. Teraz môžete strojček zapnúť z polohy OFF na LOW a postupne prejdete z LOW na HIGH.
5. Jednotlivé časti tela môžete masírovať po dobu maximálne 5 minút, pre masáž celého tela budete potrebovať 30 minút.

NÁVOD NA POUŽITIE PRE JEDNOTLIVÉ ČASTI TELA

Stehná, zadok a nohy masírujte krúživými pohybmi. Pre lepší účinok môžete použiť telový olej, alebo iné prípravky pre starostlivosť o pokožku. Môžete ho používať aj na uvoľnenie svalov a ich relax.

Každú časť tela masírujte 5 minút. Počas masáže se vyhýbajte častiam tváre, oblasti srdca a kĺbov.

MASÁŽ TVÁRE

Pre masáž tváre použite nástavec s guľčkami. Svalové časti tváre masírujte pomaly, krúživými pohybmi.

MASÁŽ BRUCHA(PÁSU)

Pri masáži brucha je najlepšia pozícia v leže so skrčenými kolenami, napnite brucho a začnite masírovať s väčšou intenzitou než v prípade tváre.

MASÁŽ NOH

Pri masáži noh si sadnite. Masáž začnite pri kotníkoch a pomaly se presúvajte smerom k vnútornej strane stehien. Potom vystríte nohy a masírujte sa okolo kolien. Na konci zmasírujte aj vonkajšie.

MASÁŽ ZADKU

Masírujte z vonkajšej strany v smere k vnútornej strane. Každú stranu masírujte aspoň 3 minúty.

VÝHODY

Hĺbková masáž povzbudí krvný obeh, odstráni toxíny a zredukuje prítomnosť tekutiny v miestach kde sa tvorí celulitída. Obnoví a osvieži vašu pokožku.

UPOZORNENIE!

- Výrobok nevystavujte ohňu ani vode.
- Výrobok nie je vodotesný!
- Uchovávajte mimo dosah detí.
- V prípade, že na výrobku spozorujete závalu, nepoužívajte ho.
- Výrobok uschovávajte v originálnom balení mimo dosahu detí.
- S výrobkom netraďte! Týmto sa vyhnete možným zraneniam.
- Nástavec neotáčajte rukou ak sa nachádza na hlave prístroja.

Správne odkladanie odpadkov



Symbol preškrtnutého odpadkového koša je symbolom označujúcim predmety ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Táto direktíva je platná pre celé územie EU. V prípade správne recyklovaných odpadkov chránite životné prostredie. Ak bude výrobok z vašej strany deponovaný správne, zabránite škode na životnom prostredí a zdraví osôb a zvierat. Recyklácia výrobkov znamená ochranu životného prostredia. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku kontaktujte zodpovedné orgány, vaše komunálne centrum, alebo obchod kde ste produkt zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa predpisy platné v ES.