

FAT BURNER



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Revoluční certifikované zařízení, které vám pomůže vytvarovat vaši postavu v pohodlí domova.

Před prvním použitím si pečlivě přečtete návod k použití který uschováte pro další možnou potřebu.

OBSAH BALENÍ

1x fat burner

1x napájecí kabel

4x elektroda

1x kabel na zapojení elektrod

1x uživatelská příručka

1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



DŮLEŽITÉÉ ÚDAJE

1. Pro spuštění zařízení stlačte tlačítko POWER, to se zbarví dočervena.
2. Pokud se chcete přesvědčit jestli je kovová hlavice dostatečně ohřátá, můžete na ní nakapat pár kapek vody. V případě, že se kapky začnou pohybovat po povrchu je zařízení připravené k použití.
3. Výrobek používejte v normálním prostředí a předepsaným způsobem. Po použití vždy vytáhněte kabel, tím prodloužíte životnost přístroje a nedojde k jeho přehřívání.
4. Ideální čas použití přístroje je mezi 5 do 15 minutami na jednotlivé části těla.
5. Výrobek má zabudovanou bezpečnostní pojistku která zabrání přehřátí přístroje.
6. Výrobek nepoužívejte déle než 30 minut.
7. Výrobek nepoužívejte pokud jste si pokožku nenamazali tělovým mlékem nebo jiným přípravkem.
8. Vyhněte se dlouhému kontaktu na jednom místě, zařízením vykonávejte krouživé pohyby bez dlouhých přestávek. Tímto se vyhnete možným popáleninám kůže.
9. Při použití položte na pokožku celou hlavu přístroje Fat burner. Nepřiměřený kontakt s kůží může způsobit diskomfort nebo dokonce popáleniny.
10. Po použití utřete hlavu přístroje. Používejte měkkou utěrku.
11. Pro čištění nepoužívejte mýdlo nebo jiné čisticí přípravky. Můžou způsobit poškození přístroje a zkrátit jeho životnost.
12. V případě viditelných chyb na výrobku jej nepoužívejte.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvukové vlny a infračervené světlo, způsobí na kůži pocit tepla. To je sice očekávané, ale i navzdory tomu používejte přístroj střídavě. Fat Burner snižuje teplotu automaticky jakmile dosáhne nejvyšší teploty fungování.

1. Kůži před nánosem losionu očistěte.
2. EMS můžete na jednom místě používat v rozmezí 15-30 minut.
3. Hlavu Fat Burneru pokládejte na pokožku rovnoměrně.
4. Části můžete masírovat infračerveným nebo sonickým způsobem dokud se prostředek který jste namazali na pokožku úplně nevstřebá. Tento postup podporuje krevní oběh, pokožka bude více napjatá.
5. Příslušnou koncovku zapojte do přístroje, druhou stranu pak do elektrické sítě.
6. Stiskněte tlačítko POWER (zasvítí červená kontrolka).
7. Stlačte tlačítko SONIC. Jedno zmáčknutí představuje nejnižší intenzitu, dvě vysokou. Nízká intenzita se používá pro obličej. Vysokou intenzitu můžete používat na částech jako jsou stehna a ruce.
8. U použití výrobku vždy navlhčete pokožku.
9. Vyhýbejte se přímému kontaktu s klouby jako je loket, koleno atd..

NÁVOD K MASÁŽI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ TĚLA

Masáž rukou:

1. Ruku položte tak, aby byly svaly uvolněné.
2. Začněte u zápěstí a pokračujte do podpazuší.
3. Masážní pohyby vykonávejte po celé délce ruky.

Masáž pasu:

1. Nejdříve si rukama ohřejte části břicha. Ruku položte pod pupek a začněte s krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček.
2. Začněte s použitím Fat Burneru stejnými pohyby jako dříve.
3. Nezapomínejte také na masáž boků.

Masáž boků:

1. Začněte s masáží na vašem zadečku a krouživými pohyby se dostaňte až na bok, to samé udělejte i na druhé straně.
2. Masáž začněte na zadečku a pokračujte až ke vnějším částem stehna.

Masáž nohou:

1. Začněte ve spodní části nohou až po stehna.
2. Masírujte boky a stehna.

NÁVOD K POUŽITÍ EMS

1. Nečistoty, mastnotu a make-up očistěte navlhčeným ručníkem z masírovaných oblastí.
2. Připojte montážní kabel k elektrodě. Použijte jednu kladnou a jednu zápornou elektrodu. Leplivou část přilepte na kůži.
3. Nastavte intenzitu elektrody na nejnižší úroveň, proto začněte s úrovní 0.
4. Zařízení zapněte tlačítkem POWER.
5. Vyberte si druh masáže tapping/massage/knead/scrapping/slimming.
6. Zmáčkněte tlačítko EMS.
7. Stupeň intenzity si nastavte dle vašeho úsudku.
8. Každá jednotka se vypne automaticky po 10 minutách. Jestli si přejete pokračovat, zapněte znovu zařízení..
9. Tip: na začátku nepoužívejte EMS režim déle než 15 minut denně, potom postupně přidávejte čas až do 30 minut denně.
10. Po skončení terapie vraťte zařízení na stupeň 0 a režim na no mode.

UPOZORNĚNÍ!

- Výrobek uschovejte v originálním balení a mimo dosah dětí. Výrobek nevystavujte vysokým teplotám a vodě.
- Výrobek nepoužívejte v přímém kontaktu s vodou!
- Výrobek nevystavujte přílišné teplotě, mohla by jej poškodit.
- Dávejte pozor, aby vám výrobek nevyklouzl z ruky a nepoškodil se.
- Výrobek nedemontujte. Všechny komponenty může opravovat pouze odborník na tyto zařízení.
- Používejte pouze originální adaptér, jiný by mohl zařízení poškodit.
- Napájecí kabely, nepřehýbejte a nelámejte.
- Tento výrobek nesmíte používat v případě, že: máte onkologické onemocnění, jste těhotná nebo dojíte, máte dermatologické onemocnění, máte vzácné onemocnění, jste dítě nebo senior.
- Výrobek uschovejte mimo dosah dětí. Děti se tohoto výrobku nesmí dotýkat, odebírat z něj jednotlivé části nebo kabely kterými se můžou udusit!

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

