

FAT BURNER



BENUTZERHANDBUCH

Das zertifizierte revolutionäre Gerät hilft dabei, Ihre Figur bequem von zu Hause wie im Schönheitsstudio zu formen.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

IM PAKET ENTHALTEN

- 1x Fat Burner
- 1x Netzadapter
- 4x EMS-Pads (Klebe-Elektroden)
- 1x EMS-Kabel
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Eingangsleistung: AC100-240V

Ausgangsleistung: 15V, 800mA

Dimensionen: 190 mm x 80 mm x 60 mm

Gewicht: 140 g

Ultraschallfrequenz: 1 MHz

Zusatzteile: 2x Klebepads (4 Stck.)

WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die POWER-Taste, diese wird rot leuchten.
2. Um sicherzustellen, dass das Gerät genug erhitzt wurde und schon betriebsbereit ist, können Sie auf den Metalldetektor einen Tropfen Wasser fallen lassen und beobachten. Wenn sich das Wasser unter Hitze zu bewegen beginnt, bedeutet es, dass das Gerät betriebsbereit ist.
3. Verwenden Sie das Produkt unter gewöhnlichen Bedingungen. Vergessen Sie nach der Anwendung nicht, das Gerät auszuschalten und es aus dem Strom auszuschließen. Somit vermeiden Sie Überhitzung des Geräts und Verbrennungen, die Lebensdauer des Produkts wird aber verlängert.

4. Die ideale Nutzungsdauer dieses Produkts beträgt 5 bis 15 Minuten auf individuellem Körperteil.
5. Das Produkt hat eine Sicherheitsvorrichtung eingebaut. Wenn die Temperatur zu hoch ist, wird diese automatisch verringert, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
6. Das Gerät nicht mehr als 30 Minuten verwenden.
7. Das Gerät nicht verwenden, falls Sie auf die Haut noch keine Körpercreme aufgetragen haben.
8. Vermeiden Sie es, das Gerät nur an einer einzigen Körperstelle zu verwenden. Machen Sie Kreisbewegungen und gleiten Sie mit dem Gerät auf der Haut rundherum. Somit vermeiden Sie evtl. Verbrennungen.
9. Bei der Anwendung legen Sie den gesamten Kopf des Fat Burners auf die Haut. Falsche Anwendung führt zu einem großen Unterschied, Unwohlbefinden und sogar Verbrennungen.
10. Nach der Anwendung wischen Sie den Kopf des Fat Burners. Verwenden Sie dafür einen sanften Lappen.
11. Zur Reinigung verwenden Sie kein Wasser, Chemikalien und sonstige Reinigungsmittel. Diese können das Gerät beschädigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
12. Das Gerät bei sichtbaren Zeichen von Schäden nicht verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Ultraschallwellen und Infrarottherapie verleihen der Haut ein warmes Gefühl. Das ist üblich, jedoch muss das Gerät maßvoll verwendet werden. Fat Burner wird die Temperatur automatisch verringern, wenn die max. zulässige Wärmegrenze erreicht wird.

1. Vor dem Auftragen der Körpercreme reinigen Sie Ihre Haut.
2. Die EMS-Therapie kann an einer Körperstelle 15-30 Minuten verwendet werden.
3. Legen Sie den Kopf des Fat Burners gleichmäßig auf die Haut.
4. Körperstellen können Sie mit Infrarot- und Ultraschalltherapie massieren, bis die Körpercreme, die Sie auf die Haut aufgetragen haben, völlig absorbiert wird. Dieses Verfahren fördert Durchblutung und Metabolismus, die Haut wird aber straffer.
5. Stecken Sie das beiliegende Kabel in das Gerät ein, den anderen Teil aber in die Steckdose.
6. Drücken Sie die POWER-Taste (rotes Licht wird leuchten).
7. Drücken Sie die SONIC-Taste. Ein Druck für niedrige Intensität, zwei Drucke für hohe Intensität. Niedrige Intensität verwenden Sie auf dem Gesicht. Hohe Intensität wird nur für Körperstellen wie Beine (Oberschenkel) und Arme empfohlen.
8. Die Haut muss während der Anwendung feucht sein.
9. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Gelenken wie z. B. Ellenbogen, Knie.

MASSAGE EINZELNER KÖRPERSTELLEN

Arme:

1. Legen Sie den Arm so, dass die Muskeln entspannt sind.
2. Beginnen Sie beim Handgelenk und gehen Sie bis zu den Achseln.
3. Massieren Sie an der Innen- und Außenseite der Arme.

Taille:

1. Mit Händen erwärmen Sie zunächst den Bauchbereich. Legen Sie Ihre Hand unter den Nabel und beginnen Sie mit Kreisbewegungen im Uhrzeigersinn.
2. Jetzt können Sie mit der Anwendung beginnen wie im vorherigen Schritt.
3. Vergessen Sie auch nicht, den Seitenteil des Oberkörpers zu massieren.

Hüften:

1. Beginnen Sie mit der Massage in der Mitte des Hinterns und gehen Sie mit Kreisbewegungen bis zur Außenseite der Hüfte. Dasselbe wiederholen Sie auf der anderen Seite.
2. Massieren Sie zuerst die Außenseite der Hüften und gehen Sie bis zu den Oberschenkeln.

Beine:

1. Massieren Sie zunächst die Unterschenkel und gehen Sie bis zu den Oberschenkeln.
2. Massieren Sie den Hüft- und Oberschenkelbereich bis zur Innenseite.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN ZUR EMS-THERAPIE

1. Beseitigen Sie den Schmutz, Fett und Make-up mit einem Feuchttuch von den Körperstellen, die Sie massieren möchten.
2. Schließen Sie das Kabel an den EMS-Pads an. Verwenden Sie eine positive und eine negative Klebe-Elektrode.
3. Befestigen Sie die Klebe-Elektroden auf die Haut.
4. Stellen Sie die Intensität der Klebe-Elektroden auf die niedrigste Stufe ein, beginnen Sie also mit 0.
5. Schließen Sie den anderen Teil des Kabels in das Gerät an.
6. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten.
7. Massage-Auswahl: Tippen/Massieren/Kneten/Dehnen/Formen
8. Drücken Sie die EMS-Taste.
9. Passen Sie die Intensitätsstufe nach Ihren Wünschen an.
10. Das Gerät schaltet automatisch nach 10 Minuten ab. Falls Sie den Vorgang wiederholen möchten, schalten Sie das Gerät erneut ein.
11. **Tipp:** Am Anfang verwenden Sie die EMS-Therapie nicht mehr als 15 Minuten pro Tag. Danach können Sie es steigern und bis zu 30 Minuten pro Tag verwenden.
12. Nach der Nutzung stellen Sie die Intensität zurück auf 0 und das Betriebsmodus auf »no mode« ein.

ACHTUNG!

- Das Gerät in der beiliegenden Verpackung an einem trockenen Ort aufbewahren und weg von Kindern halten. Das Gerät keinen feuchten Stellen und Wasser aussetzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- Das Gerät nicht Hitze aussetzen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihnen das Gerät nicht aus den Händen fällt, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu zerlegen. Sämtliche Bestandteile des Geräts kann nur ein Techniker reparieren und ersetzen.

- Verwenden Sie nur den beiliegenden Adapter; andere Adapter können das Gerät beschädigen.
- Beim Umgang mit den Kabeln dieses Geräts ist Vorsicht geboten; binden und beugen Sie diese nicht.
- Bitte das Gerät nicht verwenden, wenn Sie an einem malignen Tumor leiden, schwanger sind oder stillen, Hauterkrankungen haben, krank, Kind oder Senior sind.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen oder es berühren. Das Kind kann an den Bestandteilen des Produkts ersticken.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

