

FAT BURNER



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Ovjereni revolucionarni uređaj koji će vam, u udobnosti vašeg doma, pomoći da oblikujete svoju figuru kao u kozmetičkom studiju.

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte priložene *upute za upotrebu* i spremite ih za buduću upotrebu.

PAKET SADRŽI

- 1x fat burner
- 1x kabel za napajanje
- 4x elektroda
- 1x kabel za spajanje elektroda
- 1x korisnički priručnik
- 1x godišnja garancija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



- ulazna snaga: AC100-240V
- izlazna snaga: 15V, 800mA
- dimenzije: 190 mm x 80 mm x 60 mm
- težina: 140 g
- ultrazvučna frekvencija: 1MHz
- dodaci: dva para elektroda (4 komada)

VAŽNE INFORMACIJE

1. Pritisnite tipku POWER da biste uključili uređaj. Postat će crvena kad je uključen.
2. Da biste bili sigurni da je uređaj dovoljno zagrijan i spreman za upotrebu, možete kapnuti kap vode na detektor metala i promatrati. Kad se voda počne kretati pod vrućinom, to je znak da je proizvod spreman za upotrebu.
3. Koristite proizvod u normalnim uvjetima. Ne zaboravite isključiti uređaj i iskopčati kabel kad završite s upotrebom. Tako ćete izbjeći pregrijavanje uređaja i opekline, i produžiti životni vijek proizvoda.
4. Idealno vrijeme za upotrebu ovog proizvoda je 5 do 15 minuta po površini.
5. Proizvod ima ugrađeni sigurnosni uređaj. Kada je temperatura previsoka, automatski je spušta kako bi se osigurala sigurna uporaba.
6. Ne koristite proizvod duže od 30 minuta.
7. Ne upotrebljavajte proizvod ako niste na kožu nanijeli nikakvu mast za tijelo.

8. Izbjegavajte zadržavanje samo na jednom mjestu, kruženje uređaja i klizanje oko kože. Ovako se izbjegavaju opekline koje bi mogle nastati.
9. Tijekom korištenja stavite cijelu površinu glave za sagorijevanje masti na kožu. Nepravilan kontakt uzrokovat će puno razlika, nelagodu, pa čak i opekline.
10. Obrišite glavu proizvoda nakon upotrebe. Koristite meku krpu.
11. Za čišćenje nemojte koristiti vodu, kemikalije ili bilo kakve deterdžente. Oni mogu uništiti uređaj ili skratiti život proizvoda.
12. Ne koristite proizvod ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.

UPUTE ZA UPOTREBU

Ultrazvučni valovi i infracrveno svjetlo uzrokuju topao osjećaj na koži. To je normalno, ali proizvod koristite pažljivo. Fat Burner automatski će smanjiti temperaturu kada dosegne najveću dopuštenu granicu topline.

1. Očistite kožu prije nanosa kreme za tijelo.
2. EMS možete na jednom području koristiti od 15-30 minuta.
3. Glavu Fat Burner-a ravnomjerno stavite na kožu.
4. Područja se mogu masirati u infracrvenom i zvučnom načinu dok se mast koju ste nanijeli na kožu potpuno ne upije. Ovaj proces potiče cirkulaciju i metabolizam i čini kožu napetijom.
5. Priključite isporučeni kabel za napajanje u uređaj, a drugi dio u električnu utičnicu.
6. Pritisnite tipku POWER (crveno svjetlo će se upaliti).
7. Pritisnite tipku SONIC. Jedan pritisak niskog intenziteta, dva pritiska visokog intenziteta. Koristite niski intenzitet na licu. Visoki intenzitet može se koristiti samo na područjima kao što su noge (bedra) i ruke.
8. Uvijek hidratizirajte kožu tamo gdje koristite proizvod.
9. Izbjegavajte kontakt sa zglobovima kao što su npr. lakat, koljeno.

UPUTE ZA MASAŽU POJEDINAČNIH DIJELOVA TIJELA

Masaža ruku:

1. Ruku stavite u položaj tako da će mišići biti opušteni.
2. Počnite od zapešća i idite sve do pazuha.
3. Upotrijebite masažne pokrete s unutarnje i vanjske strane ruku.

Masaža pojasa:

1. Prvo zagrijte trbuh rukama. Stavite ruku ispod pupka i započnite kružne pokrete u trbuhu u smjeru kazaljke na satu.
2. Možete započeti korištenjem Fat Burner-a istim pokretima kao i prije.
3. Također, ne zaboravite masirati bočnu stranu trupa.

Masaža bokova:

1. Započnite s masažom na sredini stražnjice i kružnim pokretima krenite sve do vanjske strane kukova. Ponovite isto s druge strane.
2. Započnite s masiranjem vanjske strane kukova sve do bedara.

Masaža nogu:

1. Počnite masirati potkoljenice i masirajte sve do bedara.
2. Masirajte kukove i bedra sve do unutrašnje strane.

UPUTE ZA UPOTREBU EMS

1. Očistite prljavštinu, masnoću i šminku vlažnim ručnikom s područja koja ćete masirati.
2. Spojite montažni kabel na elektrodu. Upotrijebite jednu pozitivnu i jednu negativnu elektrodu.
3. Pričvrstite ljepljivi dio elektrode na kožu.
4. Namjestite intenzitet elektrode na najnižu razinu, pa počnite s razinom 0.
5. Drugi kraj kabela priključite u uređaj.
6. Uključite uređaj tipkom POWER.
7. Odaberite način masaže između tapkanja / masaže / gnječenja / uklanjanja / mršavljenja. Pritisnite EMS dugme.
8. Podesite razinu intenziteta prema vlastitim željama.
9. Jedna jedinica automatski će se isključiti nakon 10 minuta. Ako želite postupak ponoviti, ponovo uključite uređaj.
10. Savjet: u početku nemojte koristiti EMS način duže od 15 minuta dnevno, a zatim postepeno jačajte i koristite do 30 minuta dnevno.
11. Kada završite s terapijom, vratite intenzitet na 0, a način rada na »no mode«.

UPOZORENJE!

- Držite ovaj proizvod u pakiranju na suhom mjestu, nedostupnom djeci. Proizvod ne izlažite vlažnim mjestima i vodi.
- Ne koristite proizvod u blizini vode!
- Ne izlažite proizvod toplini, jer to može oštetiti vaš proizvod.
- Pazite da ne ispustite proizvod jer to može prouzročiti ozljede.
- Nikada ne pokušavajte sami rastaviti proizvod. Sve dijelove proizvoda smije popravljati i zamijeniti samo tehnički stručnjak.
- Koristite samo isporučeni adapter, koji ne može oštetiti vaš uređaj.
- Pažljivo rukujte kabelima ovog proizvoda i nemojte ih vezivati ili savijati.
- Ne biste trebali koristiti ovaj proizvod ako: imate maligni tumor, trudni ste ili dojite, imate dermatološke zdravstvene probleme, pacijent ste s nepoznatom bolešću, dijete ste ili starija osoba.

- Držite proizvod izvan dohvata djece; djeca se ne smiju igrati, dodirivati ili biti u kontaktu s ovim proizvodom. Dijete se može ugušiti uklonjenim komponentama.

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.