

FAT BURNER



MANUALE UTENTE

Dispositivo rivoluzionario certificato che nel comfort della tua casa ti aiuterà a modellare la tua figura come in uno studio di bellezza.

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

LA CONFEZIONE CONTIENE

1x Fat Burner

1x cavo di alimentazione

4x elettrodi

1x cavo per collegamento degli elettrodi

1x manuale utente

1x garanzia annuale

SPECIFICHE TECNICHE



- Potenza in ingresso: AC100-240V
- Potenza di uscita: 15V, 800mA
- Dimensioni: 190 mm x 80 mm x 60 mm
- Peso: 140 g
- Frequenza ultrasonica: 1 MHz
- Accessori: due paia di elettrodi (4 pezzi)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Premere il pulsante POWER per accendere il dispositivo, questo diventerà rosso.
2. Per assicurarsi che il dispositivo sia sufficientemente caldo e pronto per l'uso, far cadere una goccia d'acqua sul metal detector e osservare. Quando l'acqua inizia a muoversi sotto il colore, significa che il prodotto è pronto per l'uso.
3. Utilizzare il prodotto in condizioni normali e ordinarie. Ricordarsi di spegnere il dispositivo e scollegare il cavo quando si finisce di utilizzarlo. Ciò eviterà il surriscaldamento del dispositivo e ustioni, prolungando così la vita del prodotto.
4. Il tempo ideale per utilizzare questo prodotto è compreso tra 5 e 15 minuti per area.
5. Il prodotto dispone di un meccanismo di sicurezza integrato. Quando la temperatura è troppo alta, questo l'abbassa automaticamente per garantire un uso sicuro.
6. Non utilizzare il prodotto per più di 30 minuti.
7. Non utilizzare il prodotto se non si è applicato alcun unguento per corpo sulla pelle.

8. Per evitare eventuali ustioni che potrebbero verificarsi, evitare di rimanere in una sola area. Spostare il dispositivo e farlo scorrere su tutta la superficie della pelle.
9. Durante l'utilizzo, posizionare l'intera superficie della testa di Fat Burner sulla pelle. Un contatto improprio causerà grandi cambiamenti, disagi e persino ustioni.
10. Pulire la testa del prodotto dopo l'uso. Usare un panno morbido.
11. Non utilizzare acqua, prodotti chimici o detergenti per la pulizia, poiché possono rovinare il dispositivo o ridurre la sua vita.
12. Non utilizzare il prodotto nel caso di presenza di segni visibili di danneggiamento.

ISTRUZIONI D'USO

Onde ultrasoniche e luci infrarosse provocano una sensazione di calore sulla pelle. Questo è normale, ma si consiglia di usare il prodotto con parsimonia. Fat Burner riduce automaticamente la temperatura quando questa raggiunge il limite di calore massimo consentito.

1. Pulire la pelle prima di applicare l'unguento per corpo.
2. Usare EMS su un'area per 15-30 minuti.
3. Posizionare la testa di Fat Burner in modo uniforme sulla pelle.
4. Si può massaggiare le aree con la modalità a infrarossi e sonica fino a quando l'unguento applicato sulla pelle è completamente assorbito. Questa procedura stimola la circolazione e il metabolismo. Inoltre, rende la pelle più tonica.
5. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al dispositivo e l'altra parte a una presa elettrica.
6. Premere il pulsante POWER (si accende la luce rossa).
7. Premere il pulsante SONIC. Una pressione per bassa intensità, due pressioni per alta intensità. Usare la bassa intensità sul viso. L'alta intensità può essere utilizzata solo su aree come gambe (cosce) e braccia.
8. Idratare sempre la pelle ovunque il prodotto venga utilizzato.
9. Evitare il contatto diretto con giunture, come ad esempio gomito, ginocchio.

ISTRUZIONI PER IL MASSAGGIO PER AREE DEL CORPO

Massaggio delle braccia:

1. Posizionare il braccio in una posizione in cui i muscoli sono rilassati.
2. Iniziare dal polso e andare fino alle ascelle.
3. Utilizzare movimenti di massaggio all'interno e all'esterno del braccio.

Massaggio della vita:

1. Innanzitutto, riscaldare l'addome con le mani. Mettere la mano sotto l'ombelico e iniziare con i movimenti circolari sull'addome in senso orario.
2. Si può proseguire usando Fat Burner con gli stessi movimenti di prima.
3. Inoltre, non dimenticare di massaggiare il lato del busto.

Massaggio delle anche:

1. Iniziare a massaggiare la parte centrale del sedere e con movimenti circolari procedere fino all'esterno dei fianchi. Ripetere lo stesso sull'altro lato.
2. Iniziare a massaggiare la parte esterna dei fianchi fino alle cosce.

Massaggio dei piedi:

1. Iniziare a massaggiare la parte inferiore delle gambe e massaggiare fino alle cosce.
2. Massaggiare i fianchi e le cosce fino alla parte interna delle cosce.

ISTRUZIONI D'USO PER EMS

1. Pulire sporco, grasso e trucco con un panno umido dalle aree che si vogliono massaggiare.
2. Collegare il cavo di montaggio all'elettrodo. Usare un elettrodo positivo e uno negativo.
3. Attaccare la parte adesiva dell'elettrodo alla pelle.
4. Impostare l'intensità dell'elettrodo al livello più basso, quindi iniziare con il livello 0.
5. Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo.
6. Accendere il dispositivo con il pulsante POWER.
7. Selezionare una modalità di massaggio tra tapping/massage/knead/scrapping/slimming (picchiare/massaggiare/impastare/rottamare/dimagrire).
8. Premere il pulsante EMS.
9. Regolare il livello d'intensità a proprio piacimento.
10. L'unità si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Riaccendere il dispositivo per ripetere la procedura.
11. Suggerimento: inizialmente non utilizzare la modalità EMS per più di 15 minuti al giorno, dopo aumentare e utilizzare fino a 30 minuti al giorno.
12. Una volta terminata la terapia, impostare nuovamente l'intensità a 0 e la modalità a no mode.

AVVERTENZE!

- Tenere questo prodotto nella confezione allegata in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto a luoghi umidi e acqua.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua.
- Non esporre il prodotto al calore, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Fare attenzione a non far cadere il prodotto, poiché ciò potrebbe causare lesioni.
- Non tentare mai di smontare il prodotto da soli. Tutti i componenti del dispositivo possono essere riparati e sostituiti solo da un tecnico professionista.
- Utilizzare solo l'adattatore in dotazione, un altro potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Maneggiare i cavi del dispositivo con cura e non legarli o piegarli.
- Non usare questo dispositivo se: hai un tumore maligno, sei incinta o stai allattando, hai problemi di salute dermatologica, sei un paziente con una malattia sconosciuta, sei un bambino o una persona anziana.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare, toccare o entrare in contatto con questo prodotto, poiché possono soffocare con i componenti rimossi.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.