

FAT BURNER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Certyfikowane rewolucyjne urządzenie, które pomoże Ci w zaciszu własnego domu wymodelować sylwetkę jak w gabinecie kosmetycznym.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

PAKIET ZAWIERA

- 1x fat burner
- 1x przewód zasilający
- 4x elektroda
- 1x kabel łączący elektrody
- 1x instrukcja obsługi
- 1x roczna gwarancja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



- moc wejściowa: AC100-240V
- moc wyjściowa: 15V, 800mA
- wymiary: 190 mm x 80 mm x 60 mm
- waga: 140 g
- częstotliwość ultradźwięków: 1MHz
- akcesoria: dwie pary elektrod (4 sztuki)

WAŻNE INFORMACJE

1. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie, kolor lampek zmieni na czerwony.
2. Aby upewnić się, że urządzenie jest wystarczająco nagrzane i gotowe do użycia, można upuścić kroplę wody na metalową część i obserwować. Kiedy woda zaczyni się przemieszczać pod wpływem ciepła, jest to znak, że produkt jest gotowy do użycia.
3. Używaj produktu w normalnych warunkach. Pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel po zakończeniu korzystania z niego. Pozwoli to uniknąć przegrzania się urządzenia i poparzeń, wydłużając w ten sposób żywotność produktu.
4. Idealny czas na użycie tego produktu na jedną partię ciała to od 5 do 15 minut.

5. Produkt posiada wbudowane zabezpieczenie. Gdy temperatura jest zbyt wysoka, automatycznie obniża ją, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
6. Nie używaj produktu dłużej niż 30 minut.
7. Nie używaj produktu, jeśli nie nałożyłeś jeszcze na skórę balsamu lub olejku do ciała.
8. Unikaj trzymania urządzenia tylko w jednym miejscu, przesuвай go po skórze okrężnymi ruchami. Pozwala to uniknąć oparzeń, które mogą wystąpić.
9. Podczas używania umieść całą powierzchnię głowicy Fat burner- na skórze. Niewłaściwe używanie może spowodować dyskomfort, a nawet poparzenia.
10. Po użyciu wytrzyj głowicę produktu. Użyj do tego miękkiej szmatki.
11. Do czyszczenia nie używaj wody, środków chemicznych ani żadnych detergentów. Mogą zniszczyć urządzenie lub skrócić żywotność produktu.
12. Nie używaj produktu, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Fale ultradźwiękowe i światło podczerwone powodują uczucie ciepła na skórze. Jest to normalne, ale używaj produktu uważnie. Fat Burner automatycznie obniży temperaturę, gdy osiągnie maksymalny dopuszczalny limit ciepła.

1. Oczyszczyć skórę przed nałożeniem balsamu do ciała.
2. EMS możesz używać na jednej partii ciała przez 15-30 min.
3. Umieść głowicę Fat Burner równomiernie na skórze.
4. Ciało można masować w trybie podczerwieni i ultradźwiękiem, aż do całkowitego wchłonięcia maści nałożonej na skórę. Proces ten pobudza krążenie i metabolizm oraz uelastycznia skórę.
5. Podłącz dostarczony przewód zasilający do urządzenia, a drugą część do gniazdka elektrycznego.
6. Wciśnij przycisk POWER (zapali się czerwone światło).
7. Naciśnij przycisk SONIC. Jedno naciśnięcie oznacza niską intensywność, dwa naciśnięcia dużą intensywność. Użyj małej intensywności na twarzy. Wysoka intensywność może być używana tylko na obszarach takich jak nogi (uda) i ramiona.
8. Zawsze nawilżaj skórę w miejscach, gdzie był używany produkt.
9. Unikaj bezpośredniego kontaktu ze stawami takimi jak np. łokieć, kolano.

INSTRUKCJA MASAŻU RÓŻNYCH CZĘŚCI CIAŁA

Masaż rąk:

1. Umieść dłoń w pozycji umożliwiającej rozluźnienie mięśni.
2. Zaczynaj od nadgarstka i przejdź do pachu.
3. Wykonuj ruchy masujące po wewnętrznej i zewnętrznej stronie dłoni.

Masaż brzucha:

1. Najpierw rozgrzej brzuch rękami. Umieść dłoń pod pępkiem i zacznij okrężnymi ruchami masować brzuch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Możesz zacząć używać Fat Burner z tymi samymi ruchami, co wcześniej.
3. Nie zapomnij też o masowaniu boków tułowia.

Masaż bioder/pośladków:

1. Zaczynj od masażu pośrodku pośladków i wykonuj okrężne ruchy na zewnątrz bioder. Powtórz to samo po drugiej stronie.
2. Zaczynj od masowania zewnętrznej strony bioder aż do ud.

Masaż nóg:

1. Zaczynj masować dolną część nóg i masuj aż do ud.
2. Masuj biodra i uda do wewnętrznej strony.

INSTRUKCJA OBSŁUGI EMS

1. Oczyść brud, tłuszcz i makijaż wilgotnym ręcznikiem z miejsc, które mają być masowane.
2. Podłącz kabel łączący elektrody do urządzenia. Użyj jednej elektrody dodatniej i jednej ujemnej.
3. Przymocuj lepką część elektrody do skóry.
4. Ustaw intensywność elektrody na najniższy poziom, zaczynj od poziomu 0.
5. Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia.
6. Włącz urządzenie przyciskiem POWER.
7. Wybierz tryb masażu pomiędzy tapping/massage/knead/scrapping/slimming.
8. Naciśnij przycisk EMS.
9. Dostosuj poziom intensywności do swoich upodobań.
10. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach. Włącz ponownie urządzenie, aby powtórzyć proces.
11. Wskazówka: początkowo nie używaj trybu EMS dłużej niż 15 minut dziennie, po pewnym czasie zwiększ długość i używaj go do 30 minut dziennie.
12. Po zakończeniu terapii ustaw intensywność z powrotem na 0, a tryb na no mode.

OSTRZEŻENIE!

- Produkt należy przechowywać w dostarczonym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym miejscu. Nie wystawiać produktu na działanie wilgoci i wody.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody!
- Nie wystawiać produktu na działanie ciepła, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Uważaj, aby nie upuścić produktu, może to spowodować uszkodzenia.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie rozmontowywać produktu. Wszystkie komponenty produktu mogą być naprawiane i wymieniane tylko przez specjalistę technicznego.
- Używaj tylko dostarczonego adaptera, każde inne urządzenie może uszkodzić urządzenie.
- Ostrożnie obchodź się z kablami tego produktu, nie wiąż ich ani nie zginaj.
- Nie należy stosować tego produktu, jeśli: masz nowotwór złośliwy, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, masz problemy ze zdrowiem dermatologicznym, jesteś pacjentem z nieznaną chorobą, jesteś dzieckiem lub osobą starszą.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci, nie mogą bawić się, dotykać ani mieć kontaktu z tym produktem. Dziecko może się udusić małymi elementami.

Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



WE.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy