

FAT BURNER



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Revolučné certifikované zariadenie, ktoré vám pomôže vytvárať vašu postavu v pohodlí domu.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie ktorý uschovajte pre ďalšiu možnú potrebu.

BALENIE OBSAHUJE

- 1x fat burner
- 1x napájací kábel
- 4x elektróda
- 1x kábel na zapojenie elektród
- 1x užívateľská príručka
- 1x ročná záruka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



DOLEŽITÉ ÚDAJE

1. Pre spustenie strojčeka stlačte tlačidlo POWER, to sa zafarbí načerveno.
2. Ak sa chcete presvedčiť o nahriatí masážnej hlavice, môžete na ňu nakvapkať pár kvapiek vody. V prípade, že sa kvapky začnú pohybovať po povrchu je zariadenie pripravené k použitiu.
3. Výrobok používajte v normálnom prostredí a predpísaným spôsobom. Po použití vždy vytiahnite kábel, tým predĺžite životnosť prístroja a nedôjde k jeho prehrievaniu.
4. Ideálny čas použitia prístroja je medzi 5 do 15 minútami na jednotlivé časti tela.
5. Výrobok má zabudovanú bezpečnostnú poistku ktorá zabráni prehrievaniu prístroja.
6. Výrobok nepoužívajte dlhšie ako 30 minút.
7. Výrobok nepoužívajte ak ste si pokožku nenatreli telovým mliekom, alebo iným prípravkom.
8. Vyhnite sa dlhému kontaktu na jednom mieste, zariadením vykonávajte krúživé pohyby bez dlhých prestávok. Týmto sa vyhnete možným popáleninám kože.
9. Pri použití položte na pokožku celú hlavu prístroja Fat burner. Neprimeraný kontakt s okožkou môže spôsobiť diskomfort, alebo dokonca popáleniny.
10. Po použití utrite hlavu prístroja. Používajte mäkkú utierku.
11. Na čistenie nepoužívajte mydlo, alebo iné čistiace prípravky. Môžu spôsobiť poškodenie prístroja a zkrátiť jeho životnosť.
12. V prípade viditeľných chýb na výrobku ho nepoužívajte.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ultrazvukové vlny a infračervené svetlo spôsobujú na pokožke pocit tepla. To je síce očakávané, ale aj navzdory tomu používajte prístroj striedmo. Fat Burner znižuje teplotu automaticky akonáhle dosiahne najvyššiu teplotu fungovania.

1. Pokožku pred nánosom losionu očistite.
2. EMS môžete na jednom mieste používať v rozmedzí 15-30 minút.
3. Hlavu Fat Burneru pokladajte na pokožku rovnomerne.
4. Časti tela môžete masírovať infračerveným, alebo sonickým spôsobom dokiaľ sa prostriedok ktorý ste natreli na pokožku úplne nevstrebe. Tento postup podporuje krvný obeh, pokožka bude napätejšia.
5. Príslúchajúcu koncovku zapojte do prístroja, druhú stranu potom do el siete.
6. Stlačte tlačidlo POWER (zasvetí červená kontrolka).
7. Stlačte tlačidlo SONIC. Jedno zatlačenie predstavuje najnižšiu intenzitu, dve vysokú. Nízka intenzita sa používa na tvár. Vysokú intenzitu môžete používať na častiach ako sú stehná a ruky.
8. Pri použití výrobku vždy navlhčíte pokožku.
9. Vyhybajte sa priamemu kontaktu s kĺbmi ako je lakeť, koleno atd.

NÁVOD K MASÁŽI JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TELA

Masáž rúk:

1. Ruku položte tak, aby boli svaly uvoľnené.
2. Začnite od zápästia a pokračujte do podpäzúšia.
3. Masážne pohyby vykonávajte po celej dĺžke ruky.

Masáž pásu:

1. Najprv si rukami ohrejte časti brucha. Ruku položte pod pupok a začnite masírovať krúživými pohybmi v smere hodinových ručičiek.
2. Začnite s použitím Fat Burneru rovnakými pohybmi ako na začiatku.
3. Nezabúdajte aj na masáž bokov.

Masáž bokov:

1. Začnite masírovať na vašom zadočku a krúživými pohybmi se dostaňte až na bok, to isté urobte aj na druhej strane.
2. Masáž začnite na zadočku a pokračujte až k vnútorným častiam stehien.

Masáž nôh:

1. Začnite na spodnej časti nôh až po stehná.
2. Masírujte boky a stehná.

NÁVOD NA POUŽITIE EMS

1. Nečistoty, mastnotu a make-up očistite navlhčeným ručníkom z masírovaných oblastí.
2. Pripojte montážny kábel k elektróde. Použite jednu kladnú a jednu zápornú elektródu. Leplivú časť prilepte na kožu.
3. Nastavte intenzitu elektródy na njnižšiu úroveň, preto začnite s úrovňou 0.
4. Zariadenie zapnite tlačidlom POWER.
5. Vyberte si druh masáže tapping/massage/knead/scrapping/slimming.
6. Stlačte tlačidlo EMS.
7. Stupeň intenzity si nastavte podľa vášho úsudku.
8. Každá jednotka se vypne automaticky po 10 minútach. Ak si prajete pokračovať, zapnite prístroj odznova..
9. Tip: na začiatku nepoužívajte EMS režim dlhšie ako 15 minút denne, potom postupne pridávajte čas až do 30 minút denne.
10. Po skončení terapie vráťte zariadenie na stupeň 0 a režim na no mode.

UPOZORNENIA!

- Výrobek uschovajte v originálnom balení a mimo dosah detí. Výrobek nevystavujte vysokým teplotám a vode.
- Výrobek nepoužívajte v priamom kontakte s vodou!
- Výrobek nevystavujte prílišnej teplote, mohla by ho poškodiť.
- Dávajte pozor, aby vám výrobek nevyklzol z ruky a nepoškodil sa.
- Výrobek nedemontujte. Všetky komponenty môže servisovať výhradne odborník na tieto zariadenia.
- Používajte výhradne originálny adaptér, iný by mohol zariadenie poškodiť.
- Napájací kábel, neprehýbajte a nelámte.
- Tento výrobek nesmiete používať v prípade, že: máte onkologické ochorenie, ste tehotná, alebo dojíte, máte dermatologické ochorenie, máte vzácne ochorenia, ste dieťa, alebo senior.
- Výrobek uschovajte mimo dosah detí. Deti se tohoto výrobku nesmú dotýkať, odoberať z neho jednotlivé časti, a lebo manipulovať s káblami ktoré predstavujú riziko udusenía!

Správne odkladanie odpadkov



Symbol preškrtnutého odpadkového koša je symbolom označujúcim predmety ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Táto direktíva je platná pre celé územie EU. V prípade správne recyklovaných odpadkov chránite životné prostredie. Ak bude výrobok z vašej strany deponovaný správne, zabránite škode na životnom prostredí a zdraví osôb a zvierat. Recyklácia výrobkov znamená ochranu životného prostredia. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku kontaktujte zodpovedné orgány, vaše komunálne centrum, alebo obchod kde ste produkt zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa predpisy platné v ES.