

BEAUTY HELPER



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Със своето дълбоко действие BeautyHelper ефективно премахва и най-упоритите бръчки, и така помага на кожата ви да възвърне своята еластичност и мекота..

Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции и ги запазете за бъдещо ползване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

1x Станция за зареждане
1x USB кабел за зареждане
1x Глава с LED светлини
1x Инструкции за употреба
1x Годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Име: RF & EMS Beauty Instrument
Модел: 9902
Вход: DC 5V 500mA
Мощност: макс. 10W
Време за зареждане: 2 часа

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

1. Почистете добре кожата и нанесете крем или серум.
2. Включете BeautyHelper и масажирайте желаната зона на лицето, но не повече от 10 минути на едно място.
3. Уредът ще се изключи автоматично след 10 минути. За да продължите с друга част от лицето, включете го отново и продължете масажа.
4. След употреба, почистете кожата отново и отстранете крема или серума от уреда.

ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете устройството за 3 часа преди първата употреба. За да заредите, свържете USB кабела към зарядната станция и към източника на захранване.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО И УПОТРЕБА

Натиснете бутона POWER, за да включите.

При включване светва червената светлина и уреда автоматично е настроен на ниво на интензивност 1 .

За да регулирате интензивността, натиснете бутона POWER:

- веднъж за 1-во ниво на интензивност,
- два пъти за 2-ро ниво на интензивност,
- три пъти за 3-то ниво на интензивност,
- четири пъти за 4-то ниво на интензивност,
- пет пъти за 5-то ниво на интензивност,
- шест пъти за ИЗКЛЮЧВАНЕ на уреда.

Внимателно поставете устройството върху кожата на лицето си и извършвайте гръбови движения в посока отдолу нагоре. Устройството ще се изключи автоматично след 10 минути употреба.

Препоръчително е да използвате устройството 3 пъти седмично по 10 минути. Освен това препоръчваме да използвате серум преди фототерапия, за да поддържате кожата овлажнена и за да бъде използването по-приятно.



ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА

- дължина на вълната: 700nm (+ -10 nm)

- Зелената светлина помага за производството на мелатонин и прави кожата по-бяла.



ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА

- дължина на вълната: 620 nm (+ -10 nm)
- помага при възпроизводството на колаген и по този начин увеличава еластичността на кожата.



РОЗОВА LED СВЕТЛИНА

- дължина на вълната: 700 nm (+ -10 nm)
- Изсветляваща кожа, подходяща за по-тъмна кожа.



РОЗОВА МИГАЩА СВЕТЛИНА

- дължина на вълната: 700 nm (+ -10 nm)
- увеличава усвояването на продуктите за грижа за кожата и прави кожата по-бяла и чиста..



ЖЪЛТА LED ЛАМПА

- дължина на вълната: 590 nm (+ -10 nm)

- предназначен за използване върху по-светла кожа на местата, където има оцветени петна.



СИНЯ СВЕТЛИНА

- дължина на вълната: 465 nm (+ -10 nm)
- действа срещу възпаления и успокоява кожата. Действа срещу акне, подходящ е за мазна, склонна към акне кожа.

ВНИМАНИЕ!

- - Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате за първи път и ги следвайте стриктно.
- - Изключвайте уреда, когато не се използва.
- - Никога не оставяйте уреда без надзор.
- - Не променяйте и не разглобявайте частите на уреда.
- - Проверявайте редовно кабела за неизправности. Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
- - Децата не трябва да играят с този уред.
- - Не излагайте устройството на мокри повърхности, вода, топлина или огън.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС