

BEAUTY HELPER



BENUTZERHANDBUCH

Der BeautyHelper entfernt mit seiner Tiefenwirkung die hartnäckigsten Falten effektiv und hilft der Haut, Elastizität und Weichheit wiederzugewinnen.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

- 1x Ladestation
- 1x USB-Kabel
- 1x Kopf mit LED-Lichtern
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Name:** RF&EMS Beauty Instrument
- Modell:** 9902
- Eingang:** DC5V 500mA
- Leistung:** max. 10W
- Ladezeit:** 2 Stunden

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Die Haut gut reinigen und Creme/Serum auftragen.
2. Das Gerät einschalten und den gewünschten Gesichtsteil massieren, jedoch nicht mehr als 10 Minuten an einer Stelle.
3. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab. Um auf einem anderen Gesichtsteil fortzufahren, das Gerät erneut einschalten und mit dem Massieren fortfahren.
4. Die Haut nach der Anwendung nochmals reinigen und Creme/Serum vom Gerät beseitigen.

AUFLADEN

Das Gerät vor der ersten Nutzung 3 Stunden lang aufladen. Um das Gerät aufzuladen, das USB-Kabel in die Ladestation stecken und an die Stromversorgung anschließen.

EINSCHALTUNG UND NUTZUNG

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den POWER-Button. Rotes Licht mit Stufe 1 leuchtet. Um die Intensität zu ändern, drücken Sie den POWER-Button:

- 1x drücken für die 1. Intensitätsstufe
- 2x drücken für die 2. Intensitätsstufe
- 3x drücken für die 3. Intensitätsstufe
- 4x drücken für die 4. Intensitätsstufe
- 5x drücken für die 5. Intensitätsstufe
- 6x drücken, um das Gerät auszuschalten.

Das Gerät langsam auf das Gesicht platzieren und von unten nach oben kreisen. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab.

Es wird empfohlen, das Gerät 3x pro Woche 10 Minuten lang zu verwenden. Weiterhin empfiehlt es sich, Serum vor Fototherapie aufzutragen, damit die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird.



GRÜNES LICHT

- Wellenlänge: 700nm (+-10 nm)
- Das grüne Licht hilft beim Produzieren von Melatonin und Behandlung von verfärbten Hautarbeiten.



ROTES LICHT

- Wellenlänge: 620 nm (+-10 nm)
- Das rote Licht wird zur Verbesserung der Kollagenregeneration und Hautelastizität verwendet.



ROSA LICHT

- Wellenlänge: 700 nm (+-10 nm)
- Das rosa Licht wird verwendet, um die Haut aufzuhellen (geeignet für dunklere Haut).



BLINKENDES ROSA LICHT

- Wellenlänge: 700 nm (+-10 nm)
- Das blinkende rosa Licht dient zur Durchdringung von Hautpflegeprodukten.



GELBES LICHT

- Wellenlänge: 590 nm (+-10 nm)
- Das gelbe Licht wird zur Beleuchtung der Haut verwendet und ist für Haut mit dunklen Flecken geeignet.



BLAUES LICHT

- Wellenlänge: 465 nm (+-10 nm)
- Das blaue Licht wird zur Behandlung von Akne und Olivenhaut verwendet.

ACHTUNG!

- Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Ändern oder zerlegen Sie keine Bestandteile des Geräts.
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Fehler. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät keinen nassen Oberflächen, Wasser, Hitze oder Feuer aussetzen.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

