

BEAUTY HELPER



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mélyre hatásával a BeautyHelper hatékonyan minimalizálja a legmakacsabb ráncokat is, ezáltal segít a bőr rugalmasságának és puhaságának visszanyerésében.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati utasítást, és mentse el őket, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

A CSOMAG TARTALMA

- 1x Töltőállomás
- 1x USB töltőkábel
- 1x Fej LED lámpákkal
- 1x Használati utasítás
- 1x 1 éves garancia

MŰSZAKI ADATOK

Név: RF&EMS BeautyHelper Eszköz

Modell: 9902

Bemenet: DC5V 500mA

Erő: max 10W

Töltési idő: 2 óra

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Alaposan tisztítsa meg arcbőrét, és kenjen rá krémet vagy szérumot.
2. Kapcsolja be a BeautyHelpert, és masszírozza az arc kívánt területét legfeljebb 10 percig egy helyen.
3. A készülék 10 perc működés után automatikusan kikapcsol. Az arc más részének kezeléséhez kapcsolja be újra és folytassa a masszázst.
4. Használat után tisztítsa meg újra a bőrét, és távolítsa el a krémet vagy a szérumot a készülékről.

TÖLTÉS

Töltse a készüléket 3 órán át az első használat előtt. A töltéshez dugja az USB-kábelt a töltőállomáson található bemenetbe, majd csatlakoztassa az áramforráshoz.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ÉS HASZNÁLATA

A bekapcsoláshoz nyomja meg a POWER gombot. Ha sikeresen bekapcsolt, akkor a piros égő kigyullad és automatikusan az első szintre kapcsol.

Az intenzitás beállításához nyomja a POWER gombot a következőképpen:

- Nyomja meg egyszer az intenzitás első szintjéhez
- Nyomja meg kétszer az intenzitás második szintjéhez
- Nyomja meg háromszor az intenzitás harmadik szintjéhez
- Nyomja meg négyszer az intenzitás negyedik szintjéhez
- Nyomja meg ötször az intenzitás ötödik szintjéhez
- Nyomja meg hatszor a készülék kikapcsolásához.

Lassan tegye a készüléket az arcára, és körkörös mozdulatokkal masszírozza arcbőrét, alulról felfelé. A készülék 10 perc használat után automatikusan kikapcsol.

Azt javasoljuk, hogy a készüléket hetente háromszor, 10 percig használja. Ezenkívül javasolt a fényterápia előtt felkenni egy krémet vagy szérumot, hogy a bőr hidratált maradjon, és a készülék használata kellemesebb legyen.



ZÖLD FÉNY

- hullámhossz: 700nm (+-10 nm)
- A zöld fény elősegíti a melatonin előállítását és fehérebbé teszi a bőrt.



PIROS FÉNY

- hullámhossz: 620 nm (+-10 nm)
- Segít a kollagén regenerálásában, ezáltal növelve a bőr rugalmasságát.



RÓZSASZÍN LED FÉNY

- hullámhossz: 700 nm (+-10 nm)
- A bőr világosítására használható, sötétebb bőrre alkalmas.



RÓZSASZÍN PULZÁLÓ FÉNY

- hullámhossz: 700 nm (+-10 nm)
- Elősegíti a bőrápolási termékek felszívódását, fehérebbé és tisztábbá varázsolja a bőrt.



SÁRGA LED FÉNY

- hullámhossz: 590 nm (+-10 nm)
- Különböző színerősségű foltokkal rendelkező világosabb arcbőrre tervezték.



KÉK FÉNY

- hullámhossz: 465 nm (+-10 nm)
- Gyulladáscsökkentő és nyugtató hatása van. A pattanások ellen használható, zsíros, pattanásos bőrre tervezték.

FIGYELEM!

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és szigorúan tartsa be őket.
- Kapcsolja ki a terméket, ha nem használja.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne módosítsa és ne szerelje szét a készülék részeit.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, hogy nincs-e meghibásodás. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne tegye ki a készüléket nedves felületeknek, víznek, hónek vagy tűznek.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek

