

## BEAUTY HELPER



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dzięki głębokiemu działaniu BeautyHelper skutecznie usuwa nawet najbardziej uparte zmarszczki, pomagając w ten sposób Twojej skórze odzyskać elastyczność i miękkość.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

### ZAWARTOŚĆ PACZKI

- 1x Stacja do ładowania
- 1x Kabel USB do ładowania
- 1x Głowica ze światłami LED
- 1x Instrukcja użycia
- 1x Roczna gwarancja

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Nazwa:** RF&EMS Beauty Instrument
- Model:** 9902
- Wejście:** DC5V 500mA
- Moc:** max 10W
- Czas ładowania:** 2 godziny

## INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Dobrze oczyść skórę i nałóż krem lub serum.
2. Włącz BeautyHelper i masuj wybrany obszar twarzy, ale nie dłużej niż 10 minut w jednym miejscu.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach. Aby kontynuować na drugiej części twarzy, włącz je ponownie i kontynuuj masaż.
4. Po użyciu ponownie oczyść skórę i usuń krem lub serum z urządzenia.

### **ŁADOWANIE**

Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie przez 3 godziny. Aby naładować urządzenie, podłącz kabel USB do stacji ładującej i podłącz go do źródła zasilania.

### **WŁĄCZENIE URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIE**

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć. Przy włączeniu zaświeci się czerwone światło, które oznacza 1 poziom.

Naciśnij przycisk POWER, aby wyregulować intensywność:

- Naciśnij raz, aby uzyskać 1. poziom intensywności
- Naciśnij dwa razy, aby uzyskać 2. poziom intensywności
- Naciśnij trzy razy, aby uzyskać 3. poziom intensywności
- Naciśnij cztery razy, aby uzyskać 4. poziom intensywności
- Naciśnij pięć razy, aby uzyskać 5. poziom intensywności
- Naciśnij sześć razy, aby wyłączyć urządzenie.

Powoli umieść urządzenie na twarzy i zacznij masować okrężnymi ruchami po twarzy od dołu do góry. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach użytkowania.

Zaleca się używanie urządzenia 3x w tygodniu przez 10 minut. Dodatkowo przed fototerapią zalecamy użycie serum, aby skóra była nawilżona i łatwiej było używać urządzenia.



### **ZIELONE ŚWIATŁO LED**

- długość fali: 700nm (+-10 nm)
- Zielone światło pomaga w produkcji melatoniny i rozjaśnia skórę.



### **CZERWONE ŚWIATŁO LED**

- długość fali: 620 nm (+-10 nm)
- Pomaga w regeneracji kolagenu, a tym samym zwiększa elastyczność skóry.



### **RÓŻOWE ŚWIATŁO LED**

- długość fali: 700 nm (+-10 nm)
- Rozjaśnianie skóry, odpowiednie dla ciemniejszej skóry.



### **RÓŻOWE ŚWIATŁO MIGAJĄCE**

- długość fali: 700 nm (+-10 nm)
- Zwiększa wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry i sprawia, że skóra staje się rozjaśniona i czysta.



## **ŻÓLTE ŚWIATŁO LED**

- długość fali: 590 nm (+-10 nm)
- Przeznaczony do stosowania na jaśniejszej skórze w miejscach, w których występują przebarwienia.



## **NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED**

- długość fali: 465 nm (+-10 nm)
- Działa przeciwzapalnie i łagodząco na skórę. Działa przeciw trądzikowi, odpowiednia dla skóry tłustej, skłonnej do trądziku.

### **OSTRZEŻENIE!**

- Przeczytaj uważnie instrukcje przed pierwszym użyciem i ściśle się jej przestrzegaj.
- Wyłączyć produkt, gdy nie jest używany.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie modyfikuj, ani nie demontuj części urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie mokrych powierzchni, wody, ciepła ani ognia.

## Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe użycie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy WE.