

## BEAUTY HELPER – AJUTORUL FRUMUSEȚII



### MANUAL DE UTILIZARE

Cu acțiunea sa profundă, BeautyHelper minimalizează în mod eficient chiar și cele mai încăpățânate riduri și astfel ajută pielea să-și recapete elasticitatea și catifelarea.

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

### CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1x Stație pentru încărcare
- 1x cablu de încărcare USB
- 1x Cap cu lumini LED
- 1x Manual de utilizare
- 1x garanție de 1 an

### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Nume:** RF&EMS Beauty Helper
- Model:** 9902
- Intrare:** DC5V 500mA
- Putere:** max 10W
- Timp încărcare:** 2 ore

## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Curățați bine pielea și aplicați o cremă sau un serum.
2. Porniți BeautyHelper și masați zona dorită a feței timp de cel mult 10 minute într-un singur loc.
3. Aparatul se va opri automat după 10 minute. Pentru a continua pe cealaltă parte a feței, porniți-o din nou și continuați masajul.
4. După utilizare, curățați din nou pielea și curățați bine aparatul de crema sau serumul folosit.

### **ÎNCĂRCARE**

Înainte de prima utilizare încărcați dispozitivul timp de 3 ore. Pentru încărcare, atașați cablul USB la stația de încărcare și conectați-l la sursa de alimentare.

### **PORNIREA ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI**

Apăsăți butonul POWER pentru pornire. Când pornește aparatul, se aprinde automat lumina roșie la nivelul 1.

Pentru a regla intensitatea, apăsați butonul POWER:

- Apăsăți o dată pentru nivelul 1 de intensitate
- Apăsăți de două ori pentru nivelul 2 de intensitate
- Apăsăți de trei ori pentru nivelul 3 de intensitate
- Apăsăți de patru ori pentru nivelul 4 de intensitate
- Apăsăți de cinci ori pentru nivelul 5 de intensitate
- Apăsăți de șase ori pentru oprirea dispozitivului.

Așezați ușor dispozitivul pe față și faceți mișcări circulare pe față de jos în sus. Dispozitivul se va opri automat după 10 minute de utilizare.

Se recomandă utilizarea dispozitivului de 3 ori pe săptămână timp de 10 minute de fiecare dată. În plus, vă recomandăm să utilizați un serum înainte de fototerapie pentru a menține pielea hidratată și pentru utilizare mai plăcută.



### **LUMINA VERDE**

- lungimea de undă: 700nm (+-10 nm)
- Lumina verde ajută la producerea melatoninei și face pielea mai albă.



### **LUMINA ROȘIE**

- lungimea de undă: 620 nm (+-10 nm)
- Ajută la regenerarea colagenului și crește astfel elasticitatea pielii.



### **LUMINA LED ROZĂ**

- lungimea de undă: 700 nm (+-10 nm)
- iluminarea pielii, potrivită pentru pielea mai închisă la culoare.



### **LUMINA INTERMITENTĂ ROZĂ**

- lungimea de undă: 700 nm (+-10 nm)
- Crește absorbția produselor de îngrijire a pielii și face pielea mai albă și mai curată.



## LUMINĂ LED GALBENĂ

- lungimea de undă: 590 nm (+-10 nm)
- Destinată utilizării pe ten mai deschis la culoare, pentru zonele cu pete colorate.



## LUMINA ALBASTRĂ

- lungimea de undă: 465 nm (+-10 nm)
- Funcționează împotriva inflamației și calmează pielea. Acționează împotriva acneei, este potrivită pentru tenul gras, predispus la acnee.

### ATENȚIE!

- Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și urmați-le cu strictețe.
- Opriți produsul atunci când nu îl folosiți.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat.
- Nu modificați sau dezamblați părțile dispozitivului.
- Verificați cablul în mod regulat pentru eventuale defecțiuni. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul este deteriorat.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Nu expuneți dispozitivul la suprafețe umede, apă, căldură sau foc.

## Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.