

BEAUTY HELPER



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vďaka svojmu hlbokému pôsobeniu BeautyHelper účinne odstraňuje aj tie najodolnejšie vrásky a pomáha tak vašej pokožke znovu získať pružnosť a hebkosť.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie.

OBSAH BALENIA

- 1x nabíjacia stanica
- 1x USB nabíjací kábel
- 1x Hlava s LED svetlami
- 1x Návod na použitie
- 1x Ročná záruka

TEHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov: RF & EMS Beauty Instrument

Model: 9902

Vstup: DC5V 500mA

Výkon: max 10W

Doba nabíjania: 2 hodiny

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pokožku dobre očistite a naneste krém alebo sérum.
2. Zapnite BeautyHelper a masírujte požadovanú oblasť tváre, najviac však 10 minút na jednom mieste.
3. Spotrebič sa automaticky vypne po 10 minútach. Ak chcete pokračovať na druhú časť tváre, znova ju zapnite a pokračujte v masáži.
4. Po použití pokožku znova očistite a vyberte krém alebo sérum z prístroja.

NABÍJANIE

Napravo pred prvo uporabo naplnite-polnite 3 ure. Za polnjenje ustavite USB kabel v polnilno postajo in priključite v električno napajanje.

ZAPNUTIE ZARIADENIA A POUŽITIE

Zapnite stlačením tlačidla NAPÁJANIE. Keď svieti, červené svetlo s úrovňou 1 sa automaticky zapne.

Intenzitu nastavíte stlačením tlačidla NAPÁJANIE:

- Raz stlačte pre 1. úroveň intenzity
- Dvakrát stlačte pre 2. stupeň intenzity
- Trikrát stlačte pre 3. úroveň intenzity
- Stlačením štyrikrát dosiahnete úroveň intenzity 4
- Päťkrát stlačte pre 5. úroveň intenzity
- Stlačte šesťkrát a prístroj sa vypne.

Pomaľy položte zariadenie na tvár a krúžte tvárou zdola nahor. Zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach používania.

Odporúča sa používať prístroj 3-krát týždenne po dobu 10 minút. Okrem toho vám odporúčame pred fototerapiou použiť sérum, aby bola pokožka hydratovaná a jej používanie bolo príjemnejšie.

ZELENÉ SVETLO

-
-
-
-
-
-



-
-

- vlnová dĺžka: 700 nm (+ -10 nm)
- Zelené svetlo pomáha pri produkcii melatonínu a pleť je belšia.



ČERVENÉ SVETLO

- vlnová dĺžka: 620 nm (+ -10 nm)
- Pomáha regenerovať kolagén a zvyšuje tak pružnosť pokožky.



RUŽOVÉ LED SVETLO

- vlnová dĺžka: 700 nm (+ -10 nm)
- Zosvetlenie pokožky, vhodné pre tmavšiu pleť.



RUŽOVÉ BLIKAJÚCE SVETLO

- vlnová dĺžka: 700 nm (+ -10 nm)
- Zvyšuje vstrebávanie výrobkov starostlivosti o pokožku a robí pokožku belšou a čistejšou.



ORANŽOVÉ LED SVETLO

- vlnová dĺžka: 590 nm (+ -10 nm)
- Je určený na použitie na ľahšiu pokožku na miesta, kde sú farebné škvrny.



MODRÉ SVETLO

- vlnová dĺžka: 465 nm (+ -10 nm)
- Pôsobí proti zápalu a upokojuje pokožku. Pôsobí proti akné, vhodný pre mastnú, aknóznou pleť.

UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržujte.

- Pokiaľ produkt nepoužívate, vypnite ho.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Neupravujte ani nerozoberajte časti zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte prítomnosť káblov. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nevystavujte prístroj mokrým povrchom, vode, teplu alebo ohňu.

Odpad a správna likvidácia

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade.

služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.

Produkt je v súlade s platnými predpismi ES