

# ACUPUNCTURE PEN



## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Традиционна терапия за подобряване на благосъстоянието и стимулиране на акупунктурните точки.

Електрическият акупунктурен молив е проектиран да стимулира нежно и безболезнено акупунктурни точки, които ефективно помагат за облекчаване на болката.

Предназначен е за повърхностна терапия, като грижа за лицето, както и за облекчаване на локалната болка в тялото.

Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и ги запазете за бъдеща употреба.

## ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

- 1x инструкции за употреба
- 1x акупунктурен молив
- 2x удължаване
- 1x годишна гаранция

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Размер: 20 x 15 см
- Тегло: 160 грама
- Напрежение: 1,5 V
- Батерия: 1 x AA батерии

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Поставете една АА батерия в отделението за батерии правилно.
2. Включете устройството, като го държите в ръка и натиснете долната част на черния бутон. На устройството трябва да се появи числото 1. При повече натискания на + мощността на устройството се увеличава до 9.
3. Препоръчваме първо да използвате устройството от вътрешната страна на китката си с ниска (1-2) или средна (3-6) сила. Опрете молива на китката си. Ако не усещате нищо, преместете малко върха около китката си, докато усетите пулсация. В случай, че все още не го усещате, увеличете силата на устройството. За по-добър ефект можете да използвате контактен гел. Ако почувствате неудобно убождане, тогава няма добър контакт между върха и кожата ви. В този случай се препоръчва използването на гел.
4. Продължете да движите главата на устройството през кожата, докато усетите силен пулс. Когато пулсът е силен, това означава, че сте намерили акупунктурна точка. Можете да държите главата на акупунктурния молив директно в акупунктурната точка или да стимулирате кожата по меридиана, където е акупунктурната точка. Често ще усещате пулсация в друга акупунктурна точка, когато я стимулирате, или ще усещате пулсация по целия меридиан.

### **Две приставки -**

Заобленият приставка е предназначен за повърхностна терапия и е особено подходящ за грижа за лицето, докато елипсовидният приставка с терапевтични ефекти служи за облекчаване на болката.

### **9 нива на интензивност**

Акупунктурният молив осигурява девет нива на интензивност на действие, които могат да бъдат индивидуално адаптирани към нуждите на терапията.

### **Можете да използвате устройството:**

1. Акупунктурният молив може да се използва като преносимо устройство TENS, за автоматично свиване на мускулите, особено когато са трудни за изолиране или когато мускулът е обездвижен в гипс или шина. Контракцията на пулса действа ефективно върху мускула, предотвратявайки атрофия.
2. Устройството се използва и за облекчаване на болката чрез блокиране на сигналите за болка, пътуващи от мястото на болката през нервната система към мозъка. Пулсацията също има релаксиращ ефект върху напрегнатите мускули, което има подобни ефекти като дълбокия масаж.
3. Може да се използва като помощно средство за красота за стимулиране на мускулите на лицето и тялото. Моливът може да изглади и възстанови кожата и нейната подкожна тъкан, което намалява бръчките и елиминира отпуснатата кожа, която свързваме със стареенето.
4. Акупунктурен молив може да се използва за стимулиране на акупунктурните точки. Чрез стимулация можем да премахнем запушванията в меридианите Ци или да укрепим вътрешните органи, свързани с различни акупунктурни точки. Леките електрически импулси действат по подобен начин на иглите за акупунктура. Изследванията показват, че терапията с ниско напрежение елиминира свободните радикали в кръвта, премахва вирусни и бактериални инфекции от тялото и дори регенерира мъртвите клетки, които свързваме с рака.

### **Акупунктурни точки от меридиани:**

- Сърдечен меридиан (нарушение на сърдечния ритъм, прекомерно изпотяване, умора, лошо кръвообращение, безсъние ...)
- Меридиан на тънките черва (треска, хронична настинка, болки в раменете и шията, сухота в гърлото ...)
- Меридиан на пикочния мехур (артрит, болки в ставите, болки в долната част на гърба, умора, възпаление на пикочния мехур ( ))
- Бъбречен меридиан (наследствена слабост, сексуални проблеми, импотентност, остеопороза, анорексия ( ))
- Сърдечен меридиан (ангина, пристъпи на тревожност, гадене, сутрешно гадене, менструални проблеми, висока температура ( ))
- Меридиан с троен нагревател (депресия, промени в настроението, болки в ушите, херпес, сухота в гърлото ( ))
- Меридиан на жлъчния мехур (главоболие, мигренозно главоболие, подути колене, гадене, пристъпи на тревожност, хронична умора ( ))
- Меридиан на черния дроб (главоболие, гадене, треска, инсулт, менингит, промени в настроението ( ))
- Белодробен меридиан (астма, настинка, грип, алергии, треска, депресия, стрес, инфекция на синусите ( ))
- Меридиан на дебелото черво (треска, алергии, главоболие, настинка, грип, сърбеж, артрит, болка в горната част на гърба ( ))
- Меридиан на стомаха (анорексия, менструални спазми, диария, мускулни крампи ( ))
- Меридиан на далака (храносмилателни проблеми, гадене, рефлукс, анорексия, диабет, диария ( ))

### **ВНИМАНИЕ!**

#### **Важни предпазни мерки:**

- Никога не използвайте устройството, ако имате пейсмейкър, изкуствено сърце, респиратор или други животоспасяващи медицински устройства.
- Никога не използвайте уреда под душ, вана, басейн или в стая с висока влажност.
- Не използвайте в близост до лигавици, отворени рани или в близост до телесни отвори.
- Пазете устройството далеч от деца и животни. Не използвайте устройството на лица, които не могат да говорят или са в безсъзнание.
- Говорете с Вашия лекар преди употреба, ако сте бременна, имате сериозни сърдечни проблеми или други сериозни заболявания.
- Ако не използвате устройството редовно, моля, извадете батерията.

**Предупреждение:** Акупунктурният молив използва ръката ви за заземяване, като затвори електрическата верига. Следователно можете понякога да усещате електрически ток дори в ръката, в която държите акупунктурната писалка. Ако това ви притеснява, просто дръжте устройството по различен начин, например като го държите с по-голяма площ на дланта. Това ще разпръсне ефекта.

#### **Правилно изхвърляне на отпадъците**



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС