

ACUPUNCTURE PEN



POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Tradičná terapia na zlepšenie pohody a stimuláciu akupunktúrnych bodov.

Elektrická akupunktúrna ceruzka je navrhnutá tak, aby jemne a bezbolestne stimulovala akupunktúrne body, ktoré účinne pomáhajú zmiernovať bolesť.

Je určený na povrchovú terapiu, ako je starostlivosť o tvár, ako aj na zmiernenie miestnej bolesti v tele.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie.

BALENIE OBSAHUJE

- 1x Návod na použitie
- 1x Akupunktúrna ceruzka
- 2x rozšírenie
- 1x Ročná záruka

TEHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Veľkosť: 20 x 15 cm
- Hmotnosť: 160 g
- Napätie: 1,5 V
- Batéria: 1 x AA batéria (nie je súčasťou dodávky)

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Vložte jednu AA batériu správne do priehradky na batérie.
2. Zapnite zariadenie tak, že ho držíte v ruke a stlačíte spodok čierneho tlačidla. Na prístroji by sa malo objaviť číslo 1. Pri ďalšom stlačení + sa výkon zariadenia zvýši až na 9.
3. Odporúčame najskôr použiť prístroj na vnútornej strane zápästia s nízkou (1-2) alebo strednou (3-6) silou. Položte si ceruzku na zápästie. Ak nič necítite, mierne si špičkou pohybujte okolo zápästia, kým nepocítite pulzáciu. Ak to stále nepocítujete, zvýšte pevnosť zariadenia. Pre lepší efekt môžete použiť kontaktný gél. Ak cítite nepríjemné bodnutie, nedochádza k dobrému kontaktu medzi špičkou a pokožkou. V takom prípade sa odporúča použitie gélu.
4. Pokračujte v posúvaní hlavy prístroja cez pokožku, kým neucítite silný pulz. Ak je pulz silný, znamená to, že ste našli akupunktúrny bod. Môžete držať hlavu akupunktúrnej ceruzky priamo v akupunktúrnom bode alebo stimulovať pokožku pozdĺž poludníka, kde je akupunktúrny bod. Keď stimulujete, často pocítite pulzáciu v inom akupunktúrnom bode, alebo pocítite pulzáciu pozdĺž celého poludníka. Dva nastavka
Zaobľben nastavok je namenjen površinski terapiji in je primeren predvsem za nego obraza, eliptični nastavok s terapevtskimi učinki pa služi lajšanju bolečin.

9 úrovni intenzity

Akupunktúrna ceruzka poskytuje deväť úrovní intenzity pôsobenia, ktoré je možné individuálne prispôbiť potrebám terapie.

Môžete použiť zariadenie:

1. Akupunktúrna ceruzka sa môže použiť ako prenosné zariadenie TENS na automatické stiahnutie svalov, najmä ak sa ťažko izolujú alebo keď je sval imobilizovaný v sadre alebo dlahe. Kontrakcia pulzu efektívne pracuje na svaloch a zabraňuje atrofii.
2. Zariadenie sa tiež používa na zmiernenie bolesti blokováním bolestivých signálov putujúcich z miesta bolesti nervovým systémom do mozgu. Pulzácia pôsobí relaxačne aj na napäté svaly, čo má podobné účinky ako hĺbková masáž.
3. Môže sa použiť ako skrášľovacia pomôcka na stimuláciu svalov na tvári a tele. Ceruzka dokáže vyhladiť a obnoviť pokožku a jej podkožné tkanivo, čo redukuje vrásky a eliminuje ochabnutú pokožku, ktorú si spájame so starnutím.
4. Na stimuláciu akupunktúrnych bodov možno použiť akupunktúrnú ceruzku. Stimuláciou môžeme eliminovať blokády meridiánov Qi alebo posilňovať vnútorné orgány spojené s rôznymi akupunktúrnymi bodmi. Mierne elektrické impulzy fungujú podobným spôsobom ako akupunktúrne ihly. Výskum ukázal, že terapia nízkym napätím eliminuje voľné radikály v krvi, odstraňuje vírusové a bakteriálne infekcie z tela a dokonca regeneruje odumreté bunky, ktoré si spájame s rakovinou.

Akupunktúrne body meridiánmi:

- Meridián srdca (poruchy srdcového rytmu, nadmerné potenie, únava, zlý krvný obeh, nespavosť ...)
- Poludník tenkého čreva (horúčka, chronické prechladnutie, bolesti ramien a šije, sucho v krku ...)
- Poludník močového mechúra (artritída, bolesti kĺbov, bolesti krížov, únava, zápal močového mechúra)
- Obličkový poludník (dedičná slabosť, sexuálne problémy, impotencia, osteoporóza, anorexia)
- Meridián srdca (angína, záchvaty úzkosti, nevoľnosť, ranné nevoľnosti, menštruačné problémy, vysoká horúčka)
- Poludník trojitého ohrievača (depresia, zmeny nálady, bolesť ucha, opar, sucho v krku)
- Poludník žlčníka (bolesť hlavy, migréna, opuchnuté kolená, nevoľnosť, záchvaty úzkosti, chronická únava)
- Meridián pečene (bolesti hlavy, nevoľnosť, horúčka, cievna mozgová príhoda, meningitída, zmeny nálady)

- Pľúcny poludník (astma, prechladnutie, chrípka, alergie, horúčka, depresie, stres, infekcia dutín ()
- Meridián hrubého čreva (horúčka, alergie, bolesti hlavy, nachladnutie, chrípka, svrbenie, artritída, bolesti hornej časti chrbta ()
- Poludník žalúdka (anorexia, menštruačné kŕče, hnačky, svalové kŕče ()
- Meridián sleziny (zažívacie problémy, nevoľnosť, reflux, anorexia, cukrovka, hnačka ()

UPOZORNENIE!

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

- Nikdy nepoužívajte prístroj, ak máte kardiostimulátor, umelé srdce, dýchací prístroj alebo iné lekárske prístroje, ktoré vám zachraňujú život.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v sprche, kúpeli, bazéne alebo v miestnosti s vysokou vlhkosťou.
- Nepoužívajte v blízkosti slizníc, otvorených rán alebo v blízkosti otvorov tela.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí a zvierat. Nepoužívajte prístroj na osoby, ktoré nemôžu hovoriť alebo sú v bezvedomí.
- Ak ste tehotná, máte vážne problémy so srdcom alebo iné vážne choroby, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom.
- Ak prístroj nepoužívate pravidelne, vyberte z neho batériu.

Upozornenie: Akupunktúrna ceruzka používa vašu ruku na uzemnenie zatvorením elektrického obvodu. Preto občas cítite elektrický prúd aj v ruke, v ktorej držíte akupunktúrne pero. Ak vám to prekáža, jednoducho držte zariadenie inak, napríklad tým, že ho držíte s väčšou plochou dlane. To rozptýli účinok.

Odpad a správna likvidácia



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodných zdrojov. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. Služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



CE Produkt je v súlade s platnými predpismi ES