

MASSAGEKISSEN CHM 8028

Sicherheitsvorkehrungen

Wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen oder Zustände leiden, wenden Sie sich zuerst an Ihren Arzt: Schwangerschaft, bösartiger Tumor, Herzinsuffizienz, Nierenversagen, Venenthrombose, Weichteilinfektionen (Cellulitis), oberflächliche Gefäße oder verschiedene Blutungsstörungen.

- Das Gerät nicht in nasser oder schmutziger Umgebung verwenden.
- Das Gerät nicht in einem Raum mit einer Temperatur über 60° verwenden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen verwenden.
- Das Gerät nicht im Wasser betreiben.
- Das Kabel nicht ziehen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Stellen Sie während der Massage sicher, dass sich die Massageköpfe auf den gleichen Seiten des massierenden Körperteils befinden, um unnötige Schmerzen zu vermeiden.
- Nicht schlafen während der Verwendung des Geräts.
- Das Gerät nicht im betrunkenen Zustand verwenden.
- Handflächen, Ellbogen, Knie, Brust- oder Bauchbereich nicht direkt massieren. 30 Minuten Anwendung nicht überschreiten.

Bedienungsanleitung

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Massagekissen. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
2. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Massagegerät zu starten.
3. Drücken Sie die POWER-Taste ein zweites Mal, um die Wärmefunktion zu aktivieren.
4. Drücken Sie die POWER-Taste zum dritten Mal, um das Gerät auszuschalten.