

DEEPREACH MASSAGER



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu te spremite ih za buduću upotrebu.

SADRŽAJ PAKETA

PAKET SADRŽI:

- 1x deepreach massager
- 1x vrećica za pohranu
- 1x USB kabel
- 1x korisnički priručnik
- 1x godišnja garancija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja: crna

Težina: 360 g

Materijal: ABS + Silikon

Baterija: DC3.7V 2500 mAh

Vrijeme punjenja: 2-4 sata

Vrijeme djelovanja: kod najveće brzine – 90 min, (5 krugova) 10 minuta na krug

Motor RPM: 3500 u prvoj brzini, 3800 u drugoj brzini i 4200 u trećoj brzini

Temperatura radnog motora: 65°C

UPUTE ZA UPOTREBU

- Jedan pritisak na tipku ⚡ uključi uređaj i indikator za punjenje
- Dva pritiska na tipku ⚡ uključe prvu brzinu vibracija
- Tri pritiska na tipku ⚡ uključe drugu brzinu vibracija
- Četiri pritiska na tipku ⚡ uključe treću brzinu vibracija
- Pet pritiska na tipku ⚡ uključe četvrtu brzinu vibracija

UPUTE ZA PUNJENJE

Proizvod se može puniti putem bilo kojeg adaptera snage 3.7V do 5.0V (mobilni punjač, power bank, laptop ili stolno računalo).

PUNJENJE:

- Treperenje plavog i crvenog svjetla znak su da masažeru treba punjenje.
- Uredaj se ne može uključiti prilikom punjenja.
- Vrijeme punjenja je 2-4 sata, ovisno o preostatku baterije.
- Indikatorska svjetla svijetle plavo kad se uređaj napuni.
- Molimo vas da nas kontaktirate ako se masažer nakon dužeg punjenja ne uključi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Proizvod se automatski ugasi nakon 10 minuta djelovanja.
- Proizvod se ne može koristiti na trećem stupnju vibracija više od 60 minuta. Prije ponovne upotrebe motor se prvo mora ohladiti.
- Molimo vas da proizvoda ne bacite, spustite ili udarite.
- Proizvod sadrži IP65 vodootporan standard, stoga vas molimo da ga koristite pravilno. Ne koristite ga ako nije vodootporan ili ima oštećenja.
- Proizvod čuvajte na suhom i čistom mjestu.
- Proizvod čuvajte u priloženoj vrećici

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvati za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.