

MASSAGE GUN



MANUALE D'USO PER L'USO DELLA FISIOTERAPIA MIOFASCIALE

La pistola per massaggi è una soluzione alternativa e rapida per aiutare i muscoli indolenziti e tesi. Offre sia aiuto per le articolazioni e i tendini dolenti che il supporto nel recupero dopo interventi chirurgici o lesioni. Presenta un rapido rilassamento. Vi aiuterà anche per:

- ridurre la tensione muscolare e i dolori,
- migliorare la circolazione,
- migliorare la salute del tessuto connettivo,
- aumentare e migliorare la performance di allenamento.

Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni d'uso allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- 1x testina per massaggio
- 4x attacchi per massaggio
- 1x caricatore
- 1x manuale d'uso
- 1x garanzia annuale



1. Pulsante on/off
2. Indicatore di regolazione del livello di luce a LED (rosso)
3. Indicatore di impostazione del livello di frequenza della luce a LED (blu)
4. Batteria rimovibile
5. Testina per massaggio sostituibile (è necessario tirarla per sostituire la testina per massaggio)
6. Connettore di ricarica CC
7. Caricatore a muro CS

SPECIFICHE TECNICHE

Caricabatterie AC: 7.4-12V

Potenza (potenza al minuto/frequenza) (Hz):

- Livello 1 – 1800 rpm/30Hz
- Livello 2 – 2400 rpm/40Hz
- Livello 3 – 3200 rpm/53Hz

Peso: 1,1 kg (1,4 kg caricabatterie compreso)

Pezzi: 4x

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni seguire le seguenti istruzioni:

- Solo per adulti.
- Viene utilizzato solo su una superficie della pelle asciutta. Il dispositivo non viene utilizzato sopra i vestiti. Premere e spostare delicatamente sulla superficie della pelle. Il tempo di pressione in un punto è fino a 60 secondi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo su parti morbide del corpo, non utilizzare sulla testa o sulle ossa. Dopo la pressione si possono verificare i lividi. Controllare sempre le parti del corpo dopo averle massaggiate.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore o disagio.
- Non esporre dita, capelli o altre parti del corpo alla parte posteriore della testina vibrante.
- Non posizionare oggetti davanti al ventilatore dell'unità.
- Non immergere l'apparecchio in acqua né consentire all'acqua di entrare nell'apparecchio.
- Fare attenzione a non far cadere il dispositivo a terra.
- Caricare il dispositivo solo con 24VDC.
- Controllare il dispositivo e la batteria prima di ogni utilizzo.
- Non riparare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzare o caricare il dispositivo senza supervisione.

ISTRUZIONI D'USO

Il dispositivo viene utilizzato per aiutare nelle aree seguenti:

- Pelle e tessuto sottocutaneo.
 - Sistema nervoso centrale e simpatico.
 - Dolori muscolari a tendini e articolazioni.
 - Riabilitazione.
 - Recupero dopo un intervento chirurgico o un infortunio.
 - Relax.
1. Prima dell'uso scollegare il dispositivo.
 2. Premere il pulsante .
 3. Iniziare facendo clic sul pulsante  per aumentare il livello di velocità.
 4. Non utilizzare il dispositivo continuamente per più di 1 ora. Dopo 30 minuti, spegnere il dispositivo, attendere e riaccenderlo.
 5. Al termine, premere nuovamente il pulsante on/off .
 6. Pulire e conservare il dispositivo secondo le istruzioni di manutenzione e conservazione.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Mantenere il dispositivo pulito regolarmente. Il dispositivo non è impermeabile, dunque non risciacquarlo sott'acqua. Pulirlo con un panno leggermente umido e dopo con uno asciutto. Conservarlo nella confezione di cartone ricevuta.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Il dispositivo deve essere caricato per 3 ore prima del primo utilizzo.

Alimentazione: inserire una parte del connettore di alimentazione nell'ingresso di alimentazione della batteria e inserire l'altra parte in una presa elettrica.

Durante l'alimentazione il LED sul dispositivo lampeggia per indicare il livello della batteria carica. Quando la batteria è completamente carica i LED non lampeggiano ma sono accesi. Non è consigliabile utilizzare il dispositivo quando il LED rosso è acceso. Il tempo di alimentazione medio è di due ore, a seconda della velocità e della pressione di utilizzo del dispositivo.

AVVERTENZE

Non immergere il dispositivo in acqua o esporlo a liquidi o calore. Assicurarsi che non penetri polvere nel dispositivo. Non rimuovere viti o altri pezzi. Non utilizzare il dispositivo continuamente per più di un'ora. Spegnerlo dopo 30 minuti e riutilizzarlo. Rimuovere il cavo di alimentazione della batteria dopo l'accensione e durante l'utilizzo del dispositivo.

Il dispositivo è destinato esclusivamente agli adulti. Non utilizzare il dispositivo in caso di danni. Prima dell'uso rivolgersi al medico.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.