

ACUPUNCTURE PEN



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tradycyjna terapia poprawiająca samopoczucie i stymulująca punkty akupunkturowe. Elektryczny długopis do akupunktury jest przeznaczony do delikatnej i bezbolesnej stymulacji punktów akupunkturowych, które skutecznie pomagają złagodzić ból. Długopis jest przeznaczony do terapii powierzchniowej, takiej jak pielęgnacja twarzy, a także łagodzenie miejscowego bólu w ciele.

Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj załączoną instrukcję użytkowania i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

PAKIET ZAWIERA

1x Instrukcja użycia
1x Ołówek do akupunktury
2x Nasadki
1x Roczna gwarancja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Rozmiar:** 20 x 15 cm
- **Waga:** 160 g
- **Napięcie:** 1,5 V
- **Bateria:** 1 x bateria AA (nie są w zestawie)

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Włóż jedną baterię AA prawidłowo do komory baterii.
2. Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj je w dłoni i naciśnij dolną część czarnego przycisku. Na urządzeniu powinna pojawić się cyfra 1. Wciśnięcie + więcej zwiększa moc urządzenia do 9.
3. Zalecamy, aby najpierw użyć urządzenia po wewnętrznej stronie nadgarstka przy małej (1-2) lub średniej (3-6) sile. Przytrzymaj ołówek przy nadgarstku. Jeśli nic nie czujesz, poruszaj końcówką wokół nadgarstka, aż poczujesz pulsowanie. Jeśli nadal nic nie czujesz, zwiększ moc urządzenia. Dla lepszego efektu możesz użyć żelu. Jeśli poczujesz nieprzyjemne ukłucie, oznacza to, że nie ma dobrego kontaktu między końcówką a skórą. W takim przypadku zalecane jest użycie żelu.
4. Kontynuuj przesuwanie głowicy urządzenia po skórze, aż poczujesz silny puls. Kiedy puls jest silny, oznacza to, że znalazłeś punkt akupunkturowy. Możesz trzymać główkę długopisu akupunkturowego bezpośrednio na punkcie akupunkturowym lub stymulować skórę wzdłuż meridianu, w którym znajduje się punkt akupunkturowy. Często będziesz czuł pulsowanie w innym punkcie akupunkturowym, podczas stymulacji lub poczujesz pulsowanie wzdłuż całego meridianu.

Dwie nasadki

Zaokrąglona nasadka jest przeznaczona do terapii powierzchniowej i nadaje się do pielęgnacji twarzy, podczas gdy nasadka eliptyczna o działaniu terapeutycznym służy do łagodzenia bólu..

9 poziomów intensywności

Długopis do akupunktury zapewnia dziewięć poziomów intensywności działania, które można indywidualnie dopasować do potrzeb terapii.

Produkt można używać:

1. Długopis do akupunktury może być używany jako przenośne urządzenie TENS, do automatycznego skurczu mięśni, zwłaszcza gdy są one trudne do wyizolowania lub gdy mięsień jest unieruchomiony w gipsie lub szynie. Skurcz działa skutecznie na mięśnie, zapobiegając atrofii.
2. Urządzenie służy również do łagodzenia bólu poprzez blokowanie sygnałów bólowych przemieszczających się z miejsca bólu przez układu nerwowego do mózgu. Pulsacja działa również odprężająco na napięte mięśnie, dzięki czemu działa podobnie jak masaż głęboki.
3. Może być stosowany jako środek upiększający do stymulacji mięśni twarzy i ciała. Długopis może wygładzić i odbudować skórę oraz jej tkankę podskórną, co spłyca zmarszczki i niweluje zwiotczenie skóry związane ze starzeniem się.
4. Długopis do akupunktury może służyć do stymulacji punktów akupunkturowych. Stymulacja może wyeliminować blokady w meridianach Qi lub wzmocnić narządy wewnętrzne związane z różnymi punktami akupunktury. Łagodne impulsy elektryczne działają podobnie jak igły do akupunktury. Badania wykazały, że terapia niskonapięciowa eliminuje wolne rodniki we krwi, usuwa infekcje wirusowe i bakteryjne z organizmu, a nawet regeneruje martwe komórki związane z rakiem.

Punkty akupunkturowe wzdłuż meridianów:

- Meridian serca (zaburzenia rytmu serca, nadmierne pocenie się, zmęczenie, słabe krążenie krwi, bezsenność...)
- Meridian jelita cienkiego (gorączka, przewlekłe przeziębienie, ból ramion i szyi, suchość w gardle...)
- Meridian pęcherza (zapalenie stawów, ból stawów, ból w dolnej części pleców, zmęczenie, zapalenie pęcherza...)
- Meridian nerkowy (dziedziczna słabość, problemy seksualne, impotencja, osteoporoza, anoreksja...)

- Meridian serca (angina, napady lęku, nudności, poranne mdłości, problemy z miesiączką, wysoka gorączka ...)
- Potrójny meridian ciepła (depresja, wahania nastroju, ból ucha, opryszczka, suchość gardła...)
- Meridian pęcherzyka żółciowego (ból głowy, migrenowe bóle głowy, opuchnięte kolana, nudności, napady lęku, chroniczne zmęczenie ...)
- Meridian wątroby (ból głowy, nudności, gorączka, udar, zapalenie opon mózgowych, wahania nastroju ...)
- Meridian płucny (astma, przeziębienie, grypa, alergie, gorączka, depresja, stres, infekcja zatok ...)
- Meridian jelita grubego (gorączka, alergie, ból głowy, przeziębienie, grypa, swędzenie, zapalenie stawów, ból górnej części pleców ...)
- Meridian żołądka (anoreksja, skurcze menstruacyjne, biegunka, skurcze mięśni ...)
- Meridian śledziony (problemy trawienne, nudności, refluks, anoreksja, cukrzyca, biegunka ...)

OSTRZEŻENIE!

Ważne środki ostrożności:

- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli masz rozrusznik serca, sztuczne serce, respirator lub inne urządzenia medyczne podtrzymujące życie.
- Nigdy nie używaj urządzenia pod prysznicem, w wannie, na basenie lub w pomieszczeniu o dużej wilgotności.
- Nie używaj go w pobliżu błon śluzowych, otwartych ran lub w pobliżu otworów ciała.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt. Nie używaj urządzenia na osobach, które nie mogą mówić lub są nieprzytomne.
- Porozmawiaj z lekarzem przed użyciem, jeśli jesteś w ciąży, masz poważne problemy z sercem lub inne poważne choroby.
- Jeśli nie używasz urządzenia regularnie, wyjmij baterię.

Ostrzeżenie: długopis do akupunktury używa dłoni do uziemienia, tworząc obwód elektryczny. Dlatego czasami możesz poczuć lekki prąd elektryczny nawet w dłoni, w której trzymasz długopis do akupunktury. Jeśli Ci to przeszkadza, po prostu trzymaj urządzenie inaczej, na przykład trzymając je większą powierzchnią dłoni. To rozproszy efekt.

Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy WE.