

BEAUTY HELPER



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

BeautyHelper s svojim globinskim delovanjem učinkovito odstrani tudi najbolj trdovratne gube in tako pomaga vaši koži povrniti prožnost in mehkost.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen prihodnje uporabe.

VSEBNOST PAKETA

- 1x Polnilna postaja
- 1x USB polnilni kabel
- 1x Glava z led lučkami
- 1x Navodila za uporabo
- 1x Letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime: RF&EMS Beauty Instrument

Model: 9902

Input: DC5V 500mA

Moč: max 10W

Polnilni čas: 2 uri

NAVODILA ZA UPORABO

1. Kožo dobro očistite in nanesite kremo ali serum.
2. Vključite BeautyHelper in masirajte zeleni predel obraza, a ne več kot 10 minut na enem mestu.
3. Aparat se bo po 10 minutah samodejno ugasnil. Če želite nadaljevati na drugem predelu obraza, ga ponovno prižgite in nadaljujeta masažo.
4. Po uporabi še enkrat očistite kožo in odstranite kremo ali serum z aparata.

POLNJENJE

Napravo pred prvo uporabo napolnite-polnite 3 ure. Za polnjenje ustavite USB kabel v polnilno postajo in priključite v električno napajanje.

PRIŽIG NAPRAVE IN UPORABA

Za vklop pritisnite gumb POWER. Ob prižigu se avtomatsko vklopi rdeča luč s stopnjo 1. Za nastavljanje intenzivnosti pritiskajte na gumb POWER:

- Pritisnite enkrat za 1. stopnjo intenzivnosti
- Pritisnite dvakrat za 2. stopnjo intenzivnosti
- Pritisnite trikrat za 3. stopnjo intenzivnosti
- Pritisnite štirikrat za 4. stopnjo intenzivnosti
- Pritisnite petkrat za 5. stopnjo intenzivnosti
- Pritisnite šestkrat in naprava se bo izklopila.

Napravo počasi položite na obraz in krožite po obrazu od spodaj navzgor. Naprava se bo avtomatsko po 10 min uporabe izklopila.

Priporočljivo je, da napravo uporabljate 3x na teden po 10 minut. Poleg tega priporočamo, da pred fototerapijo uporabljate serum, da bo koža ostala navlažena in bo uporaba bolj prijetna.



ZELENA LUČKA

- valovna dolžina: 700nm (+-10 nm)
- Zelena lučka pomaga pri proizvodnji melatonina in naredi kožo bolj belo.



RDEČA LUČKA

- valovna dolžina: 620 nm (+-10 nm)
- Pomaga pri regeneraciji kolagena in s tem poveča elastičnost kože.



ROZA LED LUČKA

- valovna dolžina: 700 nm (+-10 nm)
- Posvetljevanje kože, primerna za temnejšo polt.



ROZA UTRIPAJOČA LUČKA

- valovna dolžina: 700 nm (+-10 nm)
- Poveča absorpcijo produktov za nego kože in naredi kožo bolj belo in čisto.



RUMENA LED LUČKA

- valovna dolžina: 590 nm (+-10 nm)
- Namenjena za uporabo na svetlejši polti za mesta kjer so barvni madeži.



MODRA LUČKA

- valovna dolžina: 465 nm (+-10 nm)
- Deluje proti vnetno in pomirja kožo. Deluje proti aknam, primerna za mastno, aknasto kožo.

OPOZORILO!

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Delov naprave ne spreminjajte ali razstavljajte.
- Kabel redno preverjajte, če se pojavijo kakšne napake. Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Napravo ne izpostavljajte mokrim površinam, vodi, vročini in ognju.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.